

Mitesserentferner

PZN 16797259 | Art. 2929

- Mitesserentferner zur hygienischen Hautreinigung
- Rostfreier Edelstahl
- Vermeidet Verunreinigungen durch Fingernägel
- Abgerundete Enden und geriffelte Griffoberfläche für einfache Handhabung



Der Mitesserentferner dient zur einfachen und hygienischen Entfernung von Pickeln und Mitessern. Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl, ermöglicht er eine sichere Anwendung und einfache Desinfizierung, während er gleichzeitig Bakterien und Verunreinigungen fernhält. Das Gerät ist mit einer Schlaufe ausgestattet, die mit ihrer abgerundeten Öffnung gleichmäßig Druck auf die betroffenen Hautstellen ausübt.

Die Enden sind abgerundet und die Griffoberfläche ist geriffelt, um eine sichere und komfortable Handhabung zu gewährleisten. Um Verunreinigungen durch Fingernägel zu vermeiden, bietet der Mitesserentferner eine hygienische Alternative zur manuellen Hautreinigung.

Anwendungshinweise:

1. Gesicht gründlich waschen und trocknen – ein Kamillendampfbad wird empfohlen.
2. Spitze des Mitesserentferners mit Alkohol oder Hautdesinfektionsmittel reinigen.
3. Mit leichtem Druck über den Mitesser oder Pickel gehen, um die Talgdrüse "auszulöffeln".
4. Inhalt des Pickels oder Mitessers mit einem Kosmetiktuch abstreifen.
5. Hautstelle desinfizieren.
6. Nächsten Pickel oder Mitesser reinigen.
7. Nach der Behandlung Gesicht mit kaltem Wasser abspülen, um die Poren zu verschließen und Schwellungen zu kühlen.
8. Abschließend Hautcreme auftragen.

Wichtig ist, nur leichten Druck auszuüben und die Anwendung vorsichtig zu üben, um eine schmerzfreie Reinigung zu gewährleisten. Bei korrekter Anwendung können auch hartnäckige Mitesser und Pickel entfernt werden, bei denen herkömmliche Methoden versagt haben.

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe
Edelstahl

Produktinformationen

Abmessungen: 12,50 x 0,50 x 0,50 cm
Artikelgewicht: 0,020 kg
Gewicht mit Verpackung 0,02 kg
Inhalt/Menge: 0
UVP: 2,99 € inkl. MwSt



Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20