



### Polyurethanfolie

- Atmungsaktiv
- Wasserdicht
- Viren und bakterienundurchlässig (Mikroben > 25 nm)



Safetac®- Beschichtung

### Reduziert nachweislich die Schmerzen beim Verbandwechsel und die Schädigung der Haut<sup>1,2,3</sup>

Die Safetac Beschichtung haftet sanft an der intakten Haut und nicht an der Wunde<sup>1,2,3</sup>


### Polyurethanschaum

- Absorbiert zuverlässig Exsudat
- Kann unter Kompression verwendet werden<sup>5</sup>
- Passt sich den Körperkonturen an



- Minimiert Trauma und Schmerz beim Verbandwechsel<sup>1,4</sup>
- Haftet sanft und sicher auf der Wundumgebung
- Hoher Tragekomfort durch optimale Anpassung, auch an schwierigen Körperstellen<sup>5</sup>

## Anwendungshinweise



Reinigen Sie die Wunde und trocknen Sie die wundumgebende Haut. Entfernen Sie die Schutzfolie.



Mepilex, mit der haftenden Seite, mindestens 2 cm über die Wunde, auf die Wundumgebung ohne zu dehnen, applizieren.



Den Verband, individuell, je nach Lokalisation, fixieren, z.B. mit Tubifast.

## So funktioniert Mepilex®

Mepilex absorbiert Wundexsudat effektiv und minimiert durch die Wundrandversiegelung das Mazerationsrisiko. Der Verband erhält ein feuchtes Wundmilieu und unterstützt so den Heilungsprozess. Durch die Safetac-Eigenschaften verläuft der Verbandwechsel für den Patienten atraumatisch und ohne zusätzliche Schmerzen.

## Vorteile von Mepilex®

- Minimiert Trauma und Schmerz beim Verbandwechsel
- Kann je nach Zustand der Wunde und Exsudatmenge bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben
- Erhält ein feuchtes Wundmilieu
- Reduziert das Mazerationsrisiko
- Kombinierbar mit Salben, Gelen, Wundfüllern
- Kann unter Kompression verwendet werden
- Kann je nach Bedarf, ein-/zugeschnitten werden

## Anwendungsgebiete

Mepilex ist für eine Vielzahl an leicht bis mittelstark exsudierender, oberflächlichen, akuten wie chronischen Wunden geeignet. Bei tieferen Wunden wird die zusätzliche Verwendung von Wundfüllern und Gelen empfohlen.

## Wichtige Hinweise!

Mepilex sollte, je nach Größe der Wunde, mindestens 2 cm über den Wundrand auf die Wundumgebung appliziert werden. Bei Entzündungs- oder leichten Infektzeichen sollte medizinisches Fachpersonal herangezogen werden bzw. eine entsprechende Behandlung eingeleitet werden.

## Bestellinformationen

### Home Care

| Art.-Nr. | Größe      | PZN/Packung | Stück/Packung |
|----------|------------|-------------|---------------|
| 29 40 15 | 5 x 5 cm   | 09 31 30 54 | 5             |
| 29 41 50 | 10 x 12 cm | 01 60 33 38 | 5             |
| 29 42 50 | 12 x 20 cm | 01 60 33 50 | 5             |
| 29 43 50 | 15 x 17 cm | 01 60 33 73 | 5             |
| 29 44 50 | 20 x 22 cm | 01 60 34 04 | 5             |
| 29 45 00 | 20 x 50 cm | 01 16 68 14 | 2             |

### Mepilex Heel

|          |            |             |   |
|----------|------------|-------------|---|
| 28 81 00 | 13 x 20 cm | 04 79 10 62 | 5 |
|----------|------------|-------------|---|

Steril – einzeln verpackt

### Klinik

| Art.-Nr. | Größe      | Stück/Packung |
|----------|------------|---------------|
| 29 40 15 | 5 x 5 cm   | 5             |
| 29 41 00 | 10 x 10 cm | 5             |
| 29 42 00 | 10 x 20 cm | 5             |
| 29 43 00 | 15 x 15 cm | 5             |
| 29 44 00 | 20 x 20 cm | 5             |
| 29 45 00 | 20 x 50 cm | 2             |

### Mepilex Heel

|          |            |   |
|----------|------------|---|
| 28 81 00 | 13 x 20 cm | 5 |
|----------|------------|---|

Steril – einzeln verpackt



REFERENZEN: **1.** White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. **2.** Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. **3.** Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100. **4.** Woo, K.Y., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomized crossover investigation of pain at dressing change comparing 2 foam dressings. Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. **5.** Eytier, C., Gazeau, E., Beneteau, G., Verfaillie, G. Praticite et tolerance de l'association d'un pansement hydrocellulaire avec induction de siliconeet d'un bandage tubulaire extensible dans les deux sens sur la prise en charge locale des plaies. Une etude observationnelle realisee aupres de 304 infirmiers(eres) diplome(e)s d'etat (IDE) et portant sur 2401 patients. Resultats de betude TeMpO. Journal des Plaies et Cicatrisations 2013;18(88):38-44. [French].

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.  
Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und die Produkte Mepilex® und Mepilex® Heel sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.  
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0041

  
**Mölnlycke®**