

OMRON



M3 Comfort AFib

Während des Blutdruckmessens mögliches Vorhofflimmern erkennen!

Das OMRON M3 Comfort AFib ist ein klinisch validiertes Oberarm-Blutdruckmessgerät mit integrierter AFib-Erkennung. Bei jeder Blutdruckmessung prüft es automatisch auf mögliche Anzeichen von Vorhofflimmern und unterstützt so die frühzeitige Erkennung. Durch Früherkennung, Diagnose und Behandlung kann das Schlaganfallsrisiko um bis zu 66% gesenkt werden.¹

Die Intelli Wrap Manschette sorgt für präzise Messergebnisse – unabhängig davon, wie sie am Oberarm positioniert ist.²

Nr 1
EMPFOHLENE
MARKE
VON KARDIOLOGEN³

 **Intelli
sense AFib**

M3 Comfort AFib



AFib-Technologie

Erkennt mögliche Anzeichen von Vorhofflimmern mit einer Genauigkeit von 97 % während jeder Blutdruckmessung.⁴



Klinisch validiert

für die allgemeine Bevölkerung sowie für Schwangerschaft, Präeklampsie und Diabetes Typ 2.⁶



IntelliSense-Technologie

Blutdruckmessung ohne unangenehmes Druckgefühl.



Erkennung unregelmäßiger Herzschläge

Erkennt unregelmäßige Herzschläge während der Blutdruckmessung.



Intelli Wrap Manschette

Präzise Messergebnisse in jeder Position um den Oberarm.² 22–42 cm, vorgeformt.



Bewegungserkennung

Signalisiert zu starke Bewegungen während der Messung, um ungenaue Messwerte zu vermeiden.



Manschettensitzkontrolle

Zeigt an, ob die Manschette korrekt angelegt wurde.



Bluthochdruck-Anzeige

Erscheint, wenn das Messergebnis über dem empfohlenen Wert liegt.



Fünf Jahre Garantie

auf alle OMRON Blutdruckmessgeräte.⁵



Speicherkapazität

2 Benutzer × 60 Speicherplätze plus Gastmodus.

Produkt	PZN
M3 Comfort AFib Blutdruckmessgerät für den Oberarm	20856140

1 Lei N, et al. Hybrid Decision Support to Monitor Atrial Fibrillation for Stroke Prevention. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jan 19;18(2):813
2 Bilo, Grzegorz, et al. Einfluss der Manschettenpositionierung auf die Genauigkeit der Blutdruckmessung: Kann eine speziell entwickelte Manschette einen Unterschied machen? 2017.
3 Blutdruckmessgeräte für den Heimgebrauch in Europa, Cerner Envida, Umfrage unter Kardiologen (2023)
4 Diagnostic Accuracy for Detecting Atrial Fibrillation Using a Novel Machine Learning Algorithm in a Blood Pressure Monitor, Heart Rhythm published online 29 April 2024.
5 Ab Kaufdatum. Gilt für OMRON-Blutdruckmessgeräte, die nach dem 1. Juni 2023 gekauft wurden, ausgenommen Nightview, HeartGuide, HEM-907, HBP-1120, HBP-1320 und HEM-9210T
6 Klinisch validiert: <https://www.stridebp.org/bp-monitors>