


suprima

Beratung


Wie funktionieren die Protektoren?

Das Herzstück der Hüftprotektor-Systeme besteht aus zwei Protektoren, die seitlich an der Hüfte anliegen. Ein Slip, der wie normale Unterwäsche getragen wird, dient der Fixierung der Protektoren an der richtigen Position.

Bei einem Sturz auf die Hüfte schwächt der Protektor die einwirkende Kraft ab. Die Sturzenergie auf den Oberschenkelhals wird reduziert und auf das umliegende Weichteilgewebe verteilt.



Direkt nach Aufhebung der Belastung kehrt der Protektor, der aus viscoelastischem Weich-Schaum besteht, in seinen Ursprungszustand zurück und schützt sofort wieder.



Protektoren (1 Paar)

Handwäsche



Material
viscoelastischer Weich-Schaum

Größen
Einheitsgröße (passend für alle suprima Hüftprotektor-Slips)

Pflege
mit haushaltsüblichem Waschmittel bei maximal 40°C per Hand waschen

Art.-Nr. 2007 001

Protektoren (1 Paar)

maschinenwaschbar



Material
viscoelastischer Weich-Schaum

Größen
Einheitsgröße (passend für alle suprima Hüftprotektor-Slips)

Pflege
in wasserdichte Folie eingeschweißt; zum Reinigen einfach abwischen oder in der Maschine bei 60°C waschen; Protektoren dürfen nicht in den Trockner; keinen Weichspüler verwenden

Art.-Nr. 2008 001

EIGENSCHAFTEN

Hoher Tragekomfort ...

- ergonomische, flache Form
- tragen nicht auf
- durch geringes Gesamtgewicht kaum zu spüren
- hoher Tragekomfort auch im Liegen
- Tag und Nacht zu tragen
- viel Bewegungsfreiheit ohne Druck- und Scheuerstellen

... trifft auf Sicherheit

- höchste Körperschutzfunktion
- wirkungsvoller Schutz für den Oberschenkelhals durch Schlagdämpfung, weit über die geforderte Norm hinaus
- angemeldet als Medizinprodukt nach MDR 745/2017
- wiederverwendbar nach Stürzen
- nach CE/DIN/EN1621-1 zertifiziert

ACHTUNG: Ihre volle Wirkung entfalten die suprima Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprima-Protektoren in Verbindung mit den suprima Hüftprotektor-Slips. **HINWEIS:** Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Verletzungsfolgen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.

suprima

Beratung

Compliance-Studie: Akzeptanz viscoelastischer Hüftprotektoren

Die Compliance-Studie

- **Ziel:** Aufschlüsse über die Akzeptanz viscoelastischer Hüftprotektoren
- **Teilnehmer:** 56 Probanden im Alter zwischen 55 und 101 Jahren aus sechs unterschiedlichen Einrichtungen
- **Zeitraum:** vom 26.02.2008 bis 19.09.2008

Ergebnisse

- Trageakzeptanz der Teilnehmer insgesamt: 76,8%
- Trageakzeptanz der Teilnehmer mit Demenz: 84,7%
- Tragedauer bei den Teilnehmern, die die Protektoren akzeptierten: 65% am Tag und in der Nacht 35%

Akzeptanz der viscoelastischen Hüftschutzsysteme kann als hoch eingestuft werden.



Compliance-Studie
Sehr hohe Patientenakzeptanz
und Therapietreue.

Erstattungsfähigkeit von Hüftprotektor-Slips

Derzeit gibt es leider keine grundsätzliche Kostenübernahme durch die Kranken- oder Pflegekasse.

Grund dafür ist, dass es sich um eine präventive Maßnahme handelt, die beispielsweise mit einem Sturzhelm gleich-

zusetzen ist: Sie verhindern nicht den Sturz sondern mildern die Folgen.

Trotz allem sollte eine Erstattung angefragt werden, da Einzelfallentscheidungen immer möglich sind.

suprema Protektor-Slip

mit integrierten
Protektoren



eingenähte
Protektoren

Material

58% Baumwolle, 36% Polyamid,
6% Elasthan

Größen

unisex: S-XXL*

*Aufgrund der Elastizität
des Materials ist die Hose
XXL bis XXXL einsetzbar.

Farbe

001 weiß

Pflege

60° ✖️ ☉ ✖️ ✖️ kein Weichspüler

Art.-Nr. 1481 001



integrierte Protektoren:

maschinen-
waschbar

Art. 2008 (Infos auf Seite 72)

suprema

Beratung

Zu **wechselnde** oder **integrierte** Protektoren? Das sind die Unterschiede.

Das Grundsystem mit integrierten oder wechselbaren Protektoren

Das Basissystem der suprema Hüftprotektor-Slips besteht aus ...

... einem Slip, der wie normale Unterwäsche getragen wird, und

... einem Paar Protektoren, die entweder fest in den Slip eingnäht sind oder flexibel gewechselt und somit für mehrere Slips verwendet werden können.

Der Slip ist nahtlos rundgestrickt, um Druckstellen zu vermeiden. Mit seinem breiten Komfortbund sitzt er sicher und komfortabel ohne zu verrutschen. Das Material bestehend

aus Baumwolle, Polyamid und Elasthan sorgt für eine gleichmäßige Kompression.

Die seitlichen Protektorentaschen sind speziell auf die suprema Protektoren ausgelegt und garantieren deren exakte Positionierung.

Slip mit wechselbaren Protektoren

Wirtschaftlich durch Wechselsystem: Protektoren können für mehrere Hosen verwendet werden

Slip mit fest integrierten Protektoren

Besonders geeignet bei Demenz-Patienten: fest eingnähte Protektoren können vom Patienten nicht entnommen werden

nahtlos
rundgestrickt

breiter
Komfortbund



Protektorentaschen
exakte Positionierung
der Protektoren

ACHTUNG: Ihre volle Wirkung entfalten die suprema Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprema-Protektoren in Verbindung mit den suprema Hüftprotektor-Slips.
HINWEIS: Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Verletzungsfolgen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.



suprima Protaktor-Slip

ohne
Protektoren



Material

58% Baumwolle, 36% Polyamid,
6% Elasthan

Größen

unisex: S-XXL*

*Aufgrund der Elastizität
des Materials ist die Hose
XXL bis XXXL einsetzbar.

Farbe

001 weiß

Pflege



Art.-Nr. 1490 001



empfohlene Protektoren:

Art.-Nr. 2008

Art.-Nr. 2007



maschinen-
waschbar



Handwäsche

HÜFTSCHUTZ-SETS

herausnehmbare Protektoren
Slips in den Größen: S-XXL



Die Anschaffung von
Hüftschutz im Set ist
besonders wirtschaftlich.

Anzahl Hüftprotektor-Slips Art.-Nr. 1490	Anzahl Paar Protektoren Art.-Nr. 2007	Anzahl Paar Protektoren Art.-Nr. 2008	Set- Art.-Nr.
1x	Handwäsche 1x	-	Starter-Set 1492 001
1x	-	maschinenwaschbar 1x	Starter-Set 1493 001
2x	Handwäsche 1x	-	1494 001
2x	-	maschinenwaschbar 1x	1495 001
3x	Handwäsche 1x	-	1496 001
3x	-	maschinenwaschbar 1x	1497 001
4x	Handwäsche 1x	-	1498 001
4x	-	maschinenwaschbar 1x	1499 001

suprima

Beratung

Mit Wäscheschutz bei Inkontinenz

Nicht nur das Risiko eines Sturzes steigt mit zunehmendem Alter. Häufig leiden ältere Menschen auch an Inkontinenz.

Die bodyguard Protektor-Slips bieten eine Lösung für beide Probleme:

1. rechts und links je eine Tasche zur Aufnahme der Protektoren zum Schutz vor Sturzverletzungen
2. feuchtigkeitsundurchlässiger, atmungsaktiver Wäscheschutz aus PU, der ein Durchfeuchten der Oberbekleidung verhindert

Der Slip ist zur Anwendung bei leichter bis mittlerer Inkontinenz geeignet, wird in Kombination mit Einwegprodukten (nicht enthalten) getragen und überzeugt zusätzlich durch seine gute Passform. Verstärkter Bundgummi sorgt für einen sicheren Sitz des Slips.

Da nicht ausgeschlossen ist, dass die Protektoren mit Urin in Berührung kommen, empfehlen wir die Verwendung der maschinenwaschbaren Protektoren (Art. 2008), um die hygienische Reinigung zu gewährleisten.

Weitere Informationen zur Funktionsweise eines Inkontinenz-Slips finden Sie auf S. 12.

ACHTUNG: Ihre volle Wirkung entfalten die suprima Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprima-Protektoren in Verbindung mit den suprima Hüftprotektor-Slips. **HINWEIS:** Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Verletzungsfolgen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.

bodyguard Protektor-Slip für Sie



ohne Protektoren

Material

96% Baumwolle, 4% Elasthan
Wäscheschutz aus PU

Größen

Damen: S-XXL

Farbe

001 weiß

Pflege



Art.-Nr. 1411 001

empfohlene Protektoren:

Art.-Nr. 2008 (Infos auf Seite 72)



maschinenwaschbar

bodyguard Protektor-Slip für Ihn



ohne Protektoren

Material

96% Baumwolle, 4% Elasthan
Wäscheschutz aus PU

Größen

Herren: S-XXL

Farbe

001 weiß

Pflege



Art.-Nr. 1412 001

empfohlene Protektoren:

Art.-Nr. 2008 (Infos auf Seite 72)



maschinenwaschbar

suprima
Beratung

Knöpfbar für ein besonders leichtes Anlegen

So leicht anzulegen wie ein Gürtel sind die knöpfbaren Protektor-Slips. Mit ihrem Druckknopfverschluss ermöglichen sie den Wechsel von Inkontinenzmaterial, ohne dass der Slip ausgezogen werden muss – auch bei liegenden Patienten!

Sie sind außerdem besonders geeignet für körperlich eingeschränkte Menschen und bieten zusätzliche Sicherheit beim Gang zur Toilette: Der Protektor-Slip muss nicht heruntergezogen werden und schützt somit auch, wenn der Betroffene beim An- oder Ausziehen das Gleichgewicht verliert und stürzt.

Wahlweise ist der knöpfbare Slip mit integrierten Protektoren (für den Einsatz bei Demenz-Patienten/Verlust der Protektoren in der Wäscherei ist ausgeschlossen) oder wechselbaren Protektoren (besonders wirtschaftlich) erhältlich.

suprima Protektor-Slip
knöpfbar, mit Aussparung



ohne Protektoren

Material
90% Baumwolle, 10% Elasthan

Größen
unisex: S-XXL

Farbe
001 weiß

Pflege

Art.-Nr. 1414 001

empfohlene Protektoren:

Art.-Nr. 2008 (Infos auf Seite 72)



maschinen-
waschbar

suprima Protektor-Slip
knöpfbar, mit Aussparung



mit integrierten Protektoren

Material
90% Baumwolle, 10% Elasthan

Größen
unisex: S-XXL

Farbe
001 weiß

Pflege

 kein Weichspüler

Art.-Nr. 1424 001

integrierte Protektoren:

Art.-Nr. 2008 (Infos auf Seite 72)



maschinen-
waschbar

silverline Protektor-Slip



ohne Protektoren

Material

90% Baumwolle, 10% Elasthan
im Schritt: 95% Baumwolle, 5% Silber

Größen

unisex: S-XXL

Farbe

001 weiß

Pflege



Art.-Nr. 1409 001



suprima
Beratung

Komfort und Heilkraft
durch **Silber**

Das im Schritt eingearbeitete Silber blockiert die Zellteilung von Bakterien, verhindert dadurch eine unangenehme Geruchsbildung und schützt vor Infektionen. Außerdem kann das Abheilen von Entzündungen im Intimbereich unterstützt werden.

Das hochelastische Material gewährleistet einen sicheren, bequemen Sitz des Slips. Rechts und links befindet sich je eine Tasche zur Aufnahme der Protektoren (nicht enthalten).

suprima
Beratung

Für Herren
mit **Eingriff**

Speziell für Herren: Mehr Sicherheit beim Wasser lassen. Ein Herunterziehen des Slips mit Eingriff ist nicht notwendig, so dass die Schutzwirkung auch während des Entleerens der Blase gegeben ist.

Die seitlichen Taschen ermöglichen eine optimale Positionierung der Protektoren (nicht enthalten). Sowohl bei Aktivität, als auch beim Liegen, sorgt der Slip für ein hohes Sicherheitsgefühl und ist aufgrund des hochelastischen Materials angenehm zu tragen.

suprima Protektor-Slip
mit Eingriff



ohne Protektoren

Material

95% Baumwolle, 5% Elasthan

Größen

Herren: S-XL

Farbe

001 weiß

Pflege



Art.-Nr. 1413 001

ACHTUNG: Ihre volle Wirkung entfalten die suprima Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprima-Protektoren in Verbindung mit den suprima Hüftprotektor-Slips.
HINWEIS: Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Verletzungsfolgen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.



suprima

Beratung

Hüftschutz für modebewusste Frauen: Osteopanty

Bei diesem Hüftprotektor-Slip steht die feminine Optik im Mittelpunkt: Das hochwertige Material mit Modalanteil und feiner Strassapplikation vereint einen hohen Tragekomfort mit modernem Design.

Die Osteopanty ermöglicht die uneingeschränkte Teilnahme am sozialen Leben (Sport, Tanz, Bewegung) und schützt gleichzeitig vor Sturzverletzungen. Der in die Tasche eingeschobene Protektor ist sehr dezent und fällt Außenstehenden somit kaum auf.



Osteologen empfehlen gerade bei beginnender Osteoporose körperliche Aktivitäten für den Aufbau von Knochenmasse und zur Stärkung von Gleichgewicht und Reaktion.

Osteopanty Farbvarianten



Osteopanty



ohne Protektoren

Material
48% Baumwolle, 47% Modal, 5% Elasthan


Größen
Damen: S-XL

Farbe
001 weiß, 009 schwarz, 063 kiwi

Pflege

Art.-Nr. 1401 + Farbnummer

Der in die Tasche eingeschobene Protektor ist sehr dezent.



Hochwertiges Material mit Modalanteil und Strassapplikation für eine feminine Optik.



Osteopanty-SET



Protektoren im Set enthalten

Material
48% Baumwolle, 47% Modal, 5% Elasthan

Größen
Damen: S-XL

Farbe
001 weiß, 009 schwarz, 063 kiwi

Pflege

Art.-Nr. 1400 + Farbnummer

im SET enthaltene Protektoren:

Art.-Nr. 2007 (Infos auf Seite 72)



Handwäsche

suprima

Beratung

Für Reha, Mobilisierung und aktive Patienten:
PHYSIOprotect
Hüftschutzgürtel

Im Gegensatz zu den suprima Protektor-Slips wird der PHYSIOprotect Hüftschutzgürtel mit integrierten Protektoren bequem über der Kleidung getragen. Er eignet sich besonders für den flexiblen Einsatz bei Personen, die nicht dauerhaft sturzgefährdet sind, sich aber in bestimmten Situationen unsicher fühlen, z. B. beim Gang in den Garten, bei Reha-Sport oder auf unebenem Gelände.



Durch den Zwei-Laschen-Verschluss und die Mittenmarkierung ist der Protektor-Gürtel sehr einfach, schnell und präzise anzulegen. Das atmungsaktive Abstandsgewebe ist komfortabel zu tragen und verhindert einen Wärmestau mit entsprechendem Schwitzen.

PHYSIOprotect Hüftschutzgürtel mit Klettverschluss



mit integrierten Protektoren

Material
81% Polyester, 19% Elasthan

Größen
unisex: S-XXL

Farbe
012 anthrazit

Pflege
 kein Weichspüler

Art.-Nr. 1491 012



RICHTIG ANLEGEN IN 4 SCHRITTEN

Schritt 1: Die obere Lasche schließen.



Schritt 2: Den Sitz korrigieren.



Schritt 3: Die untere Lasche schließen.



Schritt 4: Den Sitz überprüfen.



HINWEIS: Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Verletzungsfolgen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.

suprima

Beratung

Für rutschfestes Gehen auf glatten Böden: Anti-Rutsch-Socken

Mit ihrer vollflächig gummierten Sohle sind diese Socken rutsch- und standfest auf allen glatten Böden wie Holz- und Steinböden, Laminat, Parkett, Fliesen oder Linoleum.

Sie können Ausrutschen und somit schmerzhafte, eventuell folgenreiche Stürze vorbeugen und bieten einen effektiven Schutz vor Verletzungen der Fußsohle.

Unser kostenloses Webinar: Sicher durch den Alltag mit Hüftprotector-Systemen

Nach dem Webinar wissen Sie:

- welche Risikofaktoren Stürze begünstigen.
- welche Maßnahmen Sie zur Sturzprophylaxe ergreifen können.
- warum Hüftprotector-Systeme mehr Sicherheit im Alltag geben.

Fortbildung von zu Hause

Zeiteinsatz nur 60 Minuten

Sichern Sie sich Ihren Zugang!

1. Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Kundennummer an webinar@suprima-gmbh.de oder scannen Sie den QR-Code mit dem Smartphone.
2. Sie erhalten einen individuellen Zugang zum Webinar. Dieser ist 14 Tage gültig.
3. Sehen Sie das Webinar in dieser Zeit wann und so oft Sie wollen!
Los geht's!



Anti-Rutsch-Socken



mit gummierter Sohle

Material
80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan

Größen
unisex: 39-42, 43-45

Farbe
009 schwarz

Pflege
 auf links waschen

Art.-Nr. 4820 009

- weiche Schutzsocken mit vollflächig gummierter Sohle
- rutsch- und standfest auf allen glatten Böden wie Holz- und Steinböden, Parkett, Fliesen oder Linoleum
- beugt Ausrutschen und somit schmerzhaften Stürzen vor
- effektiver Schutz vor Verletzungen der Fußsohle

Anti-Rutsch-Socken



mit gummierter Sohle

Material
80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan

Größen
unisex: 35-38, 39-42

Farbe
023 bordeaux

Pflege
 auf links waschen

Art.-Nr. 4820 023



WARNHINWEIS! Nasse oder feuchte Fliesen und Böden stellen trotz der Spezialsohle immer eine Rutschgefahr dar. Nicht geeignet bei schlurfendem Gang oder Einschränkung des Bewegungsapparates.