



KRÜLLGAZETUPFER

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der unsterile Tupfer wird aus Verbandmullzuschnitten im Format 20 cm x 20 cm hergestellt. Er eignet sich durch seine längliche Form besonders zum Auftragen von Salben und kann gleichzeitig, nachdem er aufgefaltet worden ist, als Abdeckung genutzt werden. Die Tupfer müssen vor ihrer Verwendung auf offenen Wunden mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

Zusammensetzung

Baumwolle

Normative und gesetzliche Anforderungen

Der Krüllgazetupfer ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Der Verbandmull entspricht den Anforderungen der DIN EN 14079 Typ 20.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

