



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAALGIN®

REF 795112

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Einzel-, steril verpackte Wundauflage, 10 cm x 20 cm, die aus weichen und zudem sehr saugfähigen Calcium-Alginat-Fasern besteht. Sobald NOBAALGIN® mit Wundsekret in Berührung kommt, findet ein Ionenaustauschprozess statt. Die feste Faser wird in ein feuchtes Gel umgewandelt. Diese Transformation unterstützt die Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus. NOBAALGIN® wird angewendet bei mittel bis stark sezernierenden und geringfügig blutenden, oberflächlichen Wunden. Insbesondere sind zu nennen: Ulcus cruris, Dekubitalulcera, Risswunden und Schürfwunden, Spalthautentnahmestellen. Die Wundauflage klebt nicht an dem darunter liegendem Gewebe fest (atraumatischer Verbandwechsel).

Kontraindikationen

Chirurgische Implantation, trockene und leicht exsudierende Wunden, schwere Blutungen, bekannte Allergie gegen Alginat

Zusammensetzung

Calcium-Alginat-Fasern

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAALGIN® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42 EWG und der Verordnung MDR EU 2017/745 und wird in die Klasse IIb, basierend auf Regel 4, eingestuft.

Die Sterilisation entspricht den Vorgaben der DIN EN 11137.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung:	Papier-Folie Verpackung
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

