



## NOBAGLOVE®-Vinyl, pudernfrei

weiß-transparent

REF 905352

### Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die Untersuchungshandschuhe der Größe M sind zum Schutz vor pathogenen Keimen in der Medizin, der Krankenpflege oder im Labor geeignet.

### Zusammensetzung

PVC, Hilfsstoffe DINP, TXIB, DEHA, Calcium/Zink-Stabilisator, Polyvinylchloridmethylacrylamid.

Es werden keine Thiurame oder Dithiocarbamate verwendet.

Das Produkt ist latexfrei.

### Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAGLOVE® –Vinyl pudernfrei ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 5 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, der **EN 455** Teil I, II, III und IV (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch) sowie der **EN 1186** (Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln). Die Handschuhe wurden nach Teilen der Normen **EN 420** (Schutzhandschuhe), der **EN 374** (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen) sowie der **EN 388** (Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken) geprüft. Die Virendichtigkeit wurde nach **ASTM F 1671-97b** geprüft. Der AQL ist  $\leq 1,5$  in Bezug auf die Dichtigkeit. Die Pudernbestimmung erfolgt nach **EN 455**. Der Puderngehalt bei pudernfreien Handschuhen liegt unter dem normativ vorgegebenen Grenzwert von 2 mg/Handschuh.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

### Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Lagerung

Trocken und staubfrei

### Durchbruchzeiten Chemikalien

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Schwefelsäure 96 %   | Level 0 |
| Natriumhydroxid 40 % | Level 6 |
| Toluol               | Level 0 |
| Methanol             | Level 0 |
| n-Heptan             | Level 0 |

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Level 1<br>>10 min | Level 2<br>>30 min | Level 3<br>>60 min |
| Level 4<br>>120min | Level 5<br>>240min | Level 6<br>>480min |

