



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAMULL®

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der Verbandmull eignet sich zur individuellen Herstellung von Wundauflagen. 80 cm breiter Mull wird 8-fach auf 10 cm Breite gelegt und dann in Spenderbehälter verpackt. Vor der Verwendung als Wundauflage muss das Produkt mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

Zusammensetzung

Baumwolle

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAMULL® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR EU 2017/745 und wird in die Klasse I, basierend auf Regel 4, eingestuft.

Der Verbandmull entspricht den Anforderungen der DIN EN 14079 Typ 20.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Kunststoff-Behälter

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

