




Desinfektionskappen für **männliche Luer-Anschlüsse**
zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos bei Manipulation
bspw. am distalen Ende einer Infusionsleitung.

- ▶ Desinfektionskappe mit 70 % Isopropanol (IPA)
- ▶ Desinfektion innerhalb von **60 Sekunden**
- ▶ Liegezeit max. 7 Tage
- ▶ Einfaches Handling durch leichtes Aufschrauben
auf den männlichen Luer-Anschluss
- ▶ Hygienische und zeitsparende Handhabung direkt am
Patienten dank Desinfektionskappen auf Folienstreifen
- ▶ zu 5 Stück auf Folienstreifen



Anwendungshinweis

- ▶ Verwendung **NUR** für männliche
Luer-Anschlüsse
- ▶ Nur für den Einmalgebrauch –
KEINE Wiederverwendung
möglich



Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	V.E.
3M™ Curostips™ Tips	5 Stück auf Folienstreifen	VIMCM5-200R	2000

Hersteller: **3M**