

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-04

Liberty Light®

Zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen/
For keeping incontinence pads in place



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / colour	Maße / dimensions	Saugleistung / absorbing capacity	Verpackung / Packaging	PZN
2054	Super	Grün / green	Ca. 43 x 22 cm	850 – 900 ml	30 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 30 pc per package.; 5 packages per carton	07305174

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Anatomische Passform mit hydrophoben Bündchen im Schrittbereich, mit dem haftenden Klebestreifen ist die Einlage in der Unterwäsche zu fixieren, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Anatomical fit with hydrophobic cuffs in the crotch area, the insert can be fixed in the underwear with the adhesive strip, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Saugfähiger Kern: zwei Flauschpolster aus 100 % langfaseriger, klorinfreier Zellulose / Absorbend Core: two fluff pads of 100 % long fibers, chlorine free cellulose Elastik: Synthetische, latexfreie elastische Fäden für jede Seite / Elastics: Synthetic, latex free elastic threads for each side Aufnahmeschicht: Zweilagiges Material aus hydrophobem 100 % Polypropylen-Vlies (außen) und atmungsaktiven, ungiftigen Polyethylen (innen) / Acquisition Layer: Two layer's material composed of hydrophobic 100 % polypropylene nonwoven (outside) and of breathable, non-toxic polyethylene (inside)
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
Code nach UMDNS / UMDNS Code	12-111 Inkontinenz-Hosenwindel / 12-111 Incontinence pants
Normen / Standards	ISO 11948-1
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.