

PZN-16654040

Produktname:

Betachek Control

Anbieter:

Betachek GmbH

Lieferumfang:

- 2 x 4 ml Flasche Glukose-Kontrolllösung
- Gebrauchsanweisung

Hauptaspekte:

- Glukose-Kontrolllösung für Blutzuckermessgerät
- Zum Gebrauch mit Betachek C50 Blutzuckermessgerät
- 2 x 4 ml Flasche Glukose-Kontrolllösung

Kurzbeschreibung:

Zur Verwendung mit Betachek C50 Blutzuckermesssystemen als Qualitätskontrolle zur Überprüfung der Genauigkeit.

Detaillierte Beschreibung:

Zur Verwendung mit Betachek C50 -Blutzuckermesssystemen als Qualitätskontrolle zur Überprüfung der Genauigkeit. Kontrolllösung sollte verwendet werden:

- Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten.
 - Nach dem Öffnen einer neuen Packung Teststreifen oder Testkassette.
 - Nachdem Sie die Batterien ausgetauscht haben.
 - Nachdem Sie Ihr Messgerät gereinigt haben.
- Wenn Sie vermuten, dass das Messgerät oder die Teststreifen nicht richtig funktionieren.
Die Verwendung der Kontrolllösung wird auch zum Unterrichten oder Erlernen der Verwendung des Systems empfohlen.

Schulungsvideos Link:

www.betachek.de/videos/

Betachek Diabetes Care
Betachek GmbH
Am Dorbach 12
52076 Aachen
www.betachek.de
support@betachek.de
