

# BIOCLUSIVE® Plus

NEU

Was ist es?

**BIOCLUSIVE® Plus** ist ein selbstklebender Verband, der aus einer transparenten, halbdurchlässigen, mit Acrylat beschichteten Polyurethan-Folie besteht.



Was haben wir verbessert?

**BIOCLUSIVE® Plus** hat eine höhere Dampfdurchlässigkeit (MVTR) als **BIOCLUSIVE®**.



**BIOCLUSIVE® Plus** folgt einer 3-Schritte-Anwendung. So ist der Verband ganz leicht nach A, B und C anzulegen.



# Wie funktioniert es?

## BIOCLUSIVE® Plus

- Verfügt über eine physikalische Barriere gegen Bakterien.
- Bietet eine Barriere gegen Viren, 27 nm Durchmesser oder größer (z. B. HIV und Hepatitis B)<sup>+</sup>, und gegen Bakterien.
- Erlaubt Sauerstoff- und Wasserdampftransport zur Verhinderung von Mazeration in der Wunde.
- Ermöglicht eine feuchte Wundheilungsumgebung.

**BIOCLUSIVE® Plus** ist flexibel, schmiegsam, leicht anzuwenden und zu entfernen.

- Passt sich auch schwierigen Konturen an.
- Ermöglicht kontrollierte Anwendung und reduziert Materialverbrauch.
- Ist wasserdicht.

**BIOCLUSIVE® Plus** ist transparent und dadurch kann die Wunde jederzeit beobachtet werden.



Ermöglicht eine feuchte Wundheilungsumgebung.



Bietet sicheren Schutz.



Ermöglicht es dem Patienten, mit Wundverband zu duschen<sup>1</sup>

# Wann wird es angewendet?

**BIOCLUSIVE® Plus** ist für die Wundversorgung von nicht oder schwach exsudierenden Wunden vorgesehen.

- **BIOCLUSIVE® Plus** sollte unter der Aufsicht von medizinischem Fachpersonal für die folgenden Indikationen verwendet werden:
- Leichte Verbrennungen
- Entnahmestellen
- Dekubital- und Beinulcera
- Saubere, geschlossene postoperative Wunden
- Schnitt- und Schürfwunden

Genauere Anweisungen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage

**BIOCLUSIVE® Plus** ist auch geeignet für:

- Fixierung von Kathetern
- Anwendung als sekundärer Deckverband
- Verringert mechanische Reizung an Wunden Stellen

\**In-Vitro*-Tests haben gezeigt, dass die transparente Folie von BIOCLUSIVE® Plus Markenverbänden eine Barriere für Viren, 27 nm Durchmesser oder größer, bieten, wobei der Verband intakt bleibt und nichts ausläuft. Archivdaten.

\*Nach dem Ermessen des Arztes

Literatur

1. Morris, L. Clinical efficacy of a transparent film wound dressing. BJN, Vol 10, N9, 2001