



Der neue Lastofa. Einer für alle.

Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn. Deshalb arbeiten wir bei Ofa Bamberg Tag für Tag an Produkten für ein besseres Leben. Jetzt haben wir unsere bewährte universelle Kompression Lastofa für Sie weiterentwickelt. Der neue Lastofa bietet höchsten Tragekomfort bei optimaler medizinischer Wirksamkeit. Mit seiner matten und blickdichten Optik wirkt Lastofa unauffällig und dezent. Dank einer neu entwickelten Garnkonstruktion ist Lastofa noch strapazierfähiger und lässt sich dabei auch leichter anziehen. Das Gestrück fühlt sich angenehm weich und glatt auf der Haut an. Am Ballen und an der Ferse sind

spezielle Verstärkungen eingearbeitet. Extra bequeme Komfortzonen in der Kniekehle und am Fußgelenk sorgen für eine perfekte Passform im Stehen, Sitzen und Gehen. Eine geschmackvolle Vielfalt bietet das erweiterte Farbspektrum: Die acht neuen Farben Salz, Sesam, Zimt, Muskat, Kornblume, Wacholder, Chia und Pfeffer laden zu einer Reise in die Welt der Gewürze ein.

Entdecken Sie jetzt die neue komfortable Vielfalt in Serie und Maß!

Acht Zutaten für mehr Geschmack. Die neuen Lastofa-Farben.

Abwechslung für
jeden Geschmack



lastofa

salz



lastofa

sesam



lastofa

zimt



lastofa

muskat



lastofa

14 Tage Lieferzeit

kornblume




lastofa

wacholder



lastofa

chia




lastofa

pfeffer



Beste Haltungsnoten. Die Lastofa-Haftbänder.



Noppenhaftband

Der Klassiker ist bestens geeignet für Personen mit empfindlicher Haut. Die flachen Noppen sind kaum zu spüren und lassen die Haut atmen. Das weiche Material sorgt für einen angenehmen Griff.



Silikonhaftband Casual

neu

Der Neuzugang für Frauen und Männer im zeitlosen Streifendesign, schlicht und modern. Die Querverstärkung und das in Streifen aufgetragene Silikon bieten stabilen und zuverlässigen Halt. Durch die Zwischenräume kann die Haut atmen – angenehmes Tragegefühl und sportliche Optik garantiert.



Noppenhaftband Fleur

Das Haftband in modischer Jacquard-Optik mit bester Luftdurchlässigkeit, auch für empfindliche Haut. Das Silikon ist nur punktuell aufgetragen und lässt die Haut optimal atmen. Das weiche Material des Haftbandes sorgt gleichzeitig für einen angenehmen Griff.



Gummihaftband

Besonders geeignet für Personen, die großen Wert auf starken Halt legen oder eine Silikonunverträglichkeit haben. Das Gummihaftband liegt nur punktuell auf und lässt die Haut atmen. Dank spezieller Querverstärkung kann es nicht umklappen.

Die optimierten Details. Eine runde Sache.



Zwei Fußlängen – auch bei offener Spitze

Wie gewohnt gibt es die geschlossene Spitze in zwei Fußlängen. Doch Lastofa bietet mehr: Auch bei offener Spitze stehen erstmals zwei Fußlängen zur Auswahl. Damit erfüllt Lastofa noch mehr individuelle Ansprüche. Die offene Fußspitze ist zudem mit einem extra bequemen Komfortbündchen ausgestattet.



Die variable Fußspitze

In der Maßversorgung ist die Fußspitze mit individueller Längenangabe erhältlich: Die Lösung speziell für Patienten mit Hallux Valgus oder Diabetes, die unter schmerz- und druckempfindlichen Füßen und Zehen leiden! Die variable Fußspitze nach Maß garantiert ein weiches Gefühl und Bewegungsfreiheit für die Zehen.



Optimiertes Leibteil

Das Standard-Leibteil ist nicht nur optisch attraktiver, sondern bietet auch eine bessere Passform und deutlich mehr Formstabilität.



Verstärkungen am Ballen und an der Ferse

Die empfindlichen Bereiche an Fußballen und Ferse werden im Alltag besonders strapaziert. Um das Gestrick zu schonen, bietet Lastofa spezielle Verstärkungen am Ballen und an der Ferse – für noch bessere Haltbarkeit.

Kompressionsklassen	1, 2
Fußspitzen	offene Spitze, geschlossene Softspitze, asymmetrische Softspitze und geschlossene variable Softspitze bei Maß
Haftbänder	Silikonhaftband Casual, Noppenhaftband Fleur (mit Motiv), Noppenhaftband, Gummihaftband
ohne Haftband	Trikotrand (Lieferzeit auf Anfrage)
Farben	salz, sesam, zimt, muskat, wacholder, chia, pfeffer 14 Tage Lieferzeit: kornblume (Bestellungen mit Lieferzeit sind vom Umtausch ausgeschlossen)



Größentabelle

	Umfang (cm)	I	II	III	IV	V	VI
Schrittlänge ℓK kurz 69–78 cm lang 78,1–88 cm	cT/U	75–100	80–110	85–120	95–130	100–135	105–140
	cT	70–90	75–105	80–110	90–120	95–125	100–130
	cH/U	90–115	95–125	100–140	105–145	115–155	120–165
	cH	90–105	95–115	100–130	105–135	115–145	120–155
	cG für AG/T; AT	46–67	49–71	52–74	56–79	58–84	62–89
	cG für AG weit	56–67	60–71	63–74	67–79	72–84	76–89
	cG für AG	46–56	49–60	52–63	56–67	58–72	62–76
	cF	39–53	41–56	45–60	46–62	47–64	49–68
	cE	31–40	35–43	37–47	39–49	41–52	43–56
	cD	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47	39–51
	cC	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48	41–52
	cB₁	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40	37–44
	cB	19–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
	cY	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38	34–39
	cA	19–23	20–24	21–25	22–26	22–27	24–28












Fußgröße bei geschlossener Spitze
kurz 22,5–25,9 cm (Schuhgröße 36–40)
lang 26–29,5 cm (Schuhgröße 41–45)

Fußgröße bei offener Spitze (Länge A–Y)
kurz 15–18,4 cm / lang 18,5–22 cm

Standard: geschlossene Softspitze, Fuß kurz**Sonderausführungen:** AG in weiter Ausführung**Besonderheiten:** 6 Größen (I–VI), 2 Fußlängen bei offener und geschlossener Spitze, 2 Beinlängen für AD; AG; AT, 2 Haftbandweiten, 2 Leibteilweiten

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
01 5101	 AD	1	Paar	17.06.01.0106
01 5301		2		17.06.01.1173
01 5104	 AG ohne Haftband	1	Paar	17.06.03.0095
01 5304		2		17.06.03.1160
01 5104	 AG mit Haftband	1	Paar	17.06.03.0095
01 5304		2		17.06.03.1160
01 5147	 AG/T rechts, links oder Paar angeben	1	Stück	17.06.03.0095
01 5347		2		17.06.03.1160
01 5141	 AT	1	Stück	17.06.04.0099
01 5341		2		17.06.04.1168
01 5143	 AT/U	1	Stück	17.06.04.0099
01 5343		2		17.06.04.1168
01 5146	 AT/H Herrenhose mit Querschlitze	1	Stück	17.06.04.0099
01 5346		2		17.06.04.1168

Standard: geschlossene Softspitze**Sonderausführung:** asymmetrische Softspitze, variable geschlossene Softspitze**Besonderheit:** individuelle Anfertigung

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 5101	 AD ohne Haftband	1	Paar	17.06.10.0076
02 5301		2		17.06.10.1120
02 5101	 AD mit Haftband	1	Paar	17.06.10.0076
02 5301		2		17.06.10.1120
02 5103	 AF ohne Haftband	1	Paar	17.06.11.0055
02 5303		2		17.06.11.1088
02 5103	 AF mit Haftband	1	Paar	17.06.11.0055
02 5303		2		17.06.11.1088
02 5104	 AG ohne Haftband	1	Paar	17.06.12.0069
02 5304		2		17.06.12.1111
02 5104	 AG mit Haftband	1	Paar	17.06.12.0069
02 5304		2		17.06.12.1111
02 5147	 AG/T rechts, links oder Paar angeben	1	Stück	17.06.12.0069
02 5347		2		17.06.12.1111
02 5141	 AT	1	Stück	17.06.13.0065
02 5341		2		17.06.13.1107
025143	 AT/U	1	Stück	17.06.13.0065
025343		2		17.06.13.1107
025146	 AT/H Herrenhose mit Querschlitze	1	Stück	17.06.13.0065
025346		2		17.06.13.1107
025145	 AT/E Einbeinhose, rechts oder links angeben	1	Stück	17.06.13.0065
025345		2		17.06.13.1107