

VYSET
Platzierungssets



VYSET®-Platzierungssets

Standardisierte Vielseitigkeit für ZVK-Platzierungen und Regionalanästhesieverfahren

Die **Standardisierung** ist der zentrale Punkt zur Optimierung klinischer Prozesse. Kosten können reduziert und Abläufe sicherer gestaltet werden. VYSET-Platzierungssets beinhalten alle notwendigen Komponenten für Desinfektion, Abdeckung und Lokalanästhesie. Das Kontaminationsrisiko durch das manuelle Bereitlegen einzelner Komponenten entfällt.

VYSET-Platzierungssets gestalten eine zentralvenöse Katheterisierung oder eine regionale Nervenblockade sicher und effizient.

Die **Vielseitigkeit** unserer VYSET-Platzierungssets ermöglicht den Einsatz für eine Vielzahl verschiedener Indikationen:

Zentralvenöse Katheterisierung, Plexusblockade oder die Durchführung einer Epiduralanästhesie. Unsere Platzierungssets können mit handelsüblichen Kathetern oder Regionalanästhesiekanülen kombiniert werden.

Standardisierung + Vielseitigkeit = Höchstmaß an Flexibilität

 Kombinieren Sie clever...

Zentrale Venenkatheter

Indikation	Set-Typ	Set-Ausführung	Art.-Nr.	Seite
 Erwachsene	Basis-Sets	uni basisset ®	199.20	14
		uni basisset peeloff®	199.200	15
		uni basisset safety®	199.251	16
		uni basisset safety peeloff®	199.250	17
	Sono-Sets	basisset ultraschallsonde®	199.541	18
		multisono set ®	199.1269	20
		multisono set safety®	199.1292	20
	Multi-Sets	zv kmultiset ®	199.201	23
		zv kmultiset safety®	199.1286	24
		zv kmultiset safety ekg®	199.1287	25
 Kinder	Basis-Sets	zv kbasisset neo®	199. 519	21
	Multi-Sets	zv kmultiset safety neo®	199. 695	22

Regionalanästhesie

 Spinal	Basis-Sets	uni basisset ®	199.20	14
		uni basisset peeloff®	199.200	15
		uni basisset safety®	199.251	16
		uni basisset safety peeloff®	199.250	17
 Epidural	Basis-Sets	uni basisset ®	199.20	14
		uni basisset peeloff®	199.200	15
		uni basisset safety®	199.251	16
		uni basisset safety peeloff®	199.250	17
 Plexus	Basis-Sets	uni basisset safety®	199.251	16
		basisset ultraschallsonde®	199.541	18
	Sono-Sets	plexussono set ®	199.1268	19
		plexussono set safety®	199.1293	19
		multisono set ®	199.1269	20
		multisono set safety®	199.1292	20


VYSET® Variante

Kundenindividuelle Set-Zusammenstellung

26

Zentrale Venenkatheter Erwachsene

Venenkatheter nach Seldinger zur Simultaninfusion von nicht-kompatiblen Lösungen und Blutentnahmen ohne Unterbrechung der Infusionstherapie



Typ	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
standard (PUR)	128.	157.	155.	158.	159.	170.
expert (Silberionen)	8128.	8157.	8155.	8158.	8159.	8170.
multistar®(Rifampicin/Miconazol)	–	–	6155.	6158.	6159.	6170.

 Kombinieren Sie clever...



Basis-Sets

für eine aseptische und stichsichere Platzierung zentraler Venenkatheter nach Seldinger

Set-Ausführung	Art.-Nr.	Seite
uni basisset ®	199.20	14
uni basisset peeloff®	199.200	15
uni basisset safety®	199.251	16
uni basisset safety peeloff®	199.250	17



Sono-Sets

für eine aseptische und stichsichere Platzierung zentraler Venenkatheter nach Seldinger unter Sicht

Set-Ausführung	Art.-Nr.	Seite
multi sonoset ®	199.1269	20
multi sonoset safety®	199.1292	20



Multi-Sets

für eine aseptische, stichsichere und präzise Platzierung zentraler Venenkatheter nach Seldinger mit maximaler Keimbarriere

Set-Ausführung	Art.-Nr.	Seite
zvk multiset ®	199.201	24
zvk multiset safety®	199.1286	25
zvk multiset safety ekg®	199.1287	26

Zentrale Venenkatheter Kinder

Venenkatheter zur parenteralen Ernährung
und medikamentösen Langzeittherapie
für die Neonatologie und Pädiatrie



Typ	Art.-Nr.
Nabelkatheter	270. / 1270. / 1272. / 1274.
Periphere Venenkatheter	1261. / 2184. / 2484. / 1252. / 1253.
Multilumenkatheter nach Seldinger	157. / 1202. / 1231. / 1233.

 Kombinieren Sie clever...



Basis-Sets

für eine sterile Vorbereitung und Platzierung zentraler oder peripherer Venenkatheter

Set-Ausführung	Art.-Nr.	Seite
zvk basisset neo®	199.519	22




Multi-Sets

für eine sichere und sterile Vorbereitung und Platzierung zentraler Venen- oder Nabelkatheter

Set-Ausführung	Art.-Nr.	Seite
zvk multiset safety neo®	199.695	23

Spinalanästhesie und Lumbalpunktion

Atraumatische Pencil-Point-Kanülen mit hochwertiger Einführkanüle aus Edelstahl für eine sichere Spinalanästhesie oder die zuverlässige diagnostische Lumbalpunktion



G	Kanüle Lmm	ømm	Farbcode	Führungskanüle	Art.-Nr.	V.E.
27	90	0,42	grau	ja	181.041	20
27	114	0,42	grau	ja	181.241	20
27	145	0,42	grau	ja	181.442*	20
26	90	0,47	braun	ja	181.941	20
25	145	0,53	orange	ja	181.452*	20
25	90	0,53	orange	ja	181.051	20
25	90	0,53	orange	nein	5181.051	20
22	90	0,72	schwarz	nein	181.071	20

* ohne Griffplatte

 Kombinieren Sie clever...



Basis-Sets

für eine aseptische und stich-
sichere Spinalanästhesie oder
diagnostische Lumbalpunktion

Set-Ausführung	Art.-Nr.	Seite
uni basisset ®	199.20	14
uni basisset peeloff®	199.200	15
uni basisset safety®	199.251	16
uni basisset safety peeloff®	199.250	17

Epiduralkatheter

Sichere und anwendungsgerechte
Schmerzkatheter für die Epiduralanästhesie



Typ

Epiduralkathetersets

 Kombinieren Sie clever...



Basis-Sets

für eine aseptische und
stichsichere Platzierung
von Epiduralkathetern

Set-Ausführung	Art.-Nr.	Seite
uni basisset ®	199.20	14
uni basisset peeloff®	199.200	15
uni basisset safety®	199.251	16
uni basisset safety peeloff®	199.250	17

Periphere Nervenblockaden

ein umfassendes Sortiment für
Single-Shot- oder kontinuierliche
Techniken bei stimulations- oder
ultraschallgestützten Verfahren



Typ	Art.-Nr.
silverstim® (echogener Stimulationskatheter)	5198.
techniplex® (Katheterset)	5195.
locoplex® (Stimulationskanüle)	5194.
visioplex® (echogene Kanüle)	6094.
echoplex® (echogene Stimulationskanüle)	6194.

 Kombinieren Sie clever...



Basis-Sets

für eine aseptische, stichsichere
und stimulationsgestützte
Nervenblockade

Set-Ausführung	Art.-Nr.	Seite
uni basisset safety®	199.251	16



Sono-Sets


für aseptische und stichsichere
Nervenblockade unter Sicht

Set-Ausführung	Art.-Nr.	Seite
basisset ultraschallsonde®	199.541	18
plexus sonoset ®	199.1268	19
plexus sonoset safety®	199.1293	19
multi sonoset ®	199.1269	20
multi sonoset safety®	199.1292	21

einfach effizient

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (75 cm x 90 cm)
- ▶ Tupferbecher (60 ml)
- ▶ Tupferklemme
- ▶ 4 kleine Tupfer
- ▶ 2 große Tupfer
- ▶ Spritze (2 ml)
- ▶ Spritze (5 ml)
- ▶ Spritze (10 ml)
- ▶ **Safety-Filteraufziehkanüle** 18 G (1,2 mm x 40 mm)
- ▶ Quaddelkanüle 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- ▶ Stichkanüle 21 G (0,8 mm x 38 mm)
- ▶ Handtuch
- ▶ Lochtuch (63 cm x 80 cm)



+ Safety-Filteraufziehkanüle

Ein in die Kanüle integrierter
5 µm Filter schützt vor
Partikelkontamination




Set-Ausführung	Art.-Nr.	V.E.
uniBASISSET®	199.20	30

einfach effektiv

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (75 cm x 90 cm)
- ▶ Tupferbecher (60 ml)
- ▶ Tupferklemme
- ▶ 4 kleine Tupfer
- ▶ 2 große Tupfer
- ▶ Spritze (2 ml)
- ▶ Spritze (5 ml)
- ▶ Spritze (10 ml)
- ▶ **Safety-Filteraufziehkanüle** 18 G (1,2 mm x 40 mm)
- ▶ Quaddelkanüle 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- ▶ Stichkanüle 21 G (0,8 mm x 38 mm)
- ▶ Lochtuch mit **Peel-Off-System** (100 cm x 80 cm)



+ Lochtuch

Das patentierte **Peel-Off-System** ermöglicht eine besonders einfache und sichere Entfernung des Lochtuchs

+ Safety-Filteraufziehkanüle

Ein in die Kanüle integrierter **5 µm Filter** schützt vor Partikelkontamination



Set-Ausführung

uni**basisset**peeloff®

Art.-Nr.

199.200


V.E.

30

einfach sicher und effizient

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (75 cm x 90 cm)
- ▶ Tupferbecher (60 ml)
- ▶ Tupferklemme
- ▶ 4 kleine Tupfer
- ▶ 2 große Tupfer
- ▶ Spritze (2 ml)
- ▶ Spritze (5 ml)
- ▶ Spritze (10 ml)
- ▶ **Safety-Filteraufziehkanüle** 18 G (1,2 mm x 40 mm)
- ▶ **Safety-Quaddelkanüle** 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- ▶ **Safety-Stichkanüle** 21 G (0,8 mm x 38 mm)
- ▶ Lochtuch (100 cm x 80 cm)
mit großem, transparenten Folienanteil



+ Safety-Kanülen

Das **aktive Sicherheitssystem** schützt zuverlässig vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250

+ Safety-Filteraufziehkanüle

Ein in die Kanüle integrierter **5 µm Filter** schützt vor Partikelkontamination




Set-Ausführung	Art.-Nr.	V.E.
uni basisset safety®	199.25 I	30

einfach sicher und effektiv

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (75 cm x 90 cm)
- ▶ Tupferbecher (60 ml)
- ▶ Tupferklemme
- ▶ 4 kleine Tupfer
- ▶ 2 große Tupfer
- ▶ Spritze (2 ml)
- ▶ Spritze (5 ml)
- ▶ Spritze (10 ml)
- ▶ **Safety-Filteraufziehkanüle** 18 G (1,2 mm x 40 mm)
- ▶ **Safety-Quaddelkanüle** 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- ▶ **Safety-Stichkanüle** 21 G (0,8 mm x 38 mm)
- ▶ Lochtuch mit **Peel-Off-System** (100 cm x 80 cm)



+ Lochtuch

Das patentierte **Peel-Off-System** ermöglicht eine besonders einfache und sichere Entfernung des Lochtuchs



+ Safety-Kanülen

Das **aktive Sicherheitssystem** schützt zuverlässig vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250



+ Safety-Filteraufziehkanüle

Ein in die Kanüle integrierter **5 µm Filter** schützt vor Partikelkontamination



Set-Ausführung	Art.-Nr.	V.E.
unibasisset safety peeloff®	199.250	30

Hygienisch sichere Ultraschallbildgebung für die Regionalanästhesie oder Gefäßkatheteranlage

Der weiche Sondenüberzug passt sich gut an jede Sondenform an. Hierdurch wird bildstörenden Lufteinschlüssen zwischen Sonde, Ultraschallgel und Überzug entgegengewirkt.

Durch eine Länge von 1,20 Meter deckt der Sondenüberzug neben dem Schallkopf auch die Zuleitung ab. Sollte diese versehentlich in das sterile Arbeitsfeld kommen, kann hierdurch kein Keimeintrag erfolgen.

Das sterile und viskose Ultraschallgel bietet hygienische Sicherheit beim Einsatz der Sonde nahe der Punktionsstelle. Auch beim Auftrag auf vertikale Kontaktflächen verläuft oder tropft es nicht.

Setinhalt:

- ▶ Sondenüberzug (Länge 120 cm), besonders flexibel
- ▶ Gel (20 g), viskos
- ▶ Gummiringe (2 Stück) zum zusätzlichen Fixieren des Sondenüberzugs
- ▶ Einschlagtuch (45 cm x 35 cm)



Set-Ausführung

basissetultraschallsonde®

Art.-Nr.

199.54 I

V.E.


50

plexussonoset^{safety}® / plexussonoset[®]

einfach sicher unter Sicht

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (75 cm x 90 cm)
- ▶ roter Tupferbecher (50 ml)
- ▶ Tupferklemme
- ▶ 4 kleine Tupfer
- ▶ 2 große Tupfer
- ▶ Spritze (2 ml)
- ▶ Spritze (5 ml)
- ▶ Spritze (10 ml)
- ▶ **Sondenüberzug** (Länge 120 cm), besonders flexibel
- ▶ **Steriles Ultraschallgel** (20 g), viskos
- ▶ Sonolochtuch mit **Peel-Off-System** (100 cm x 125 cm)
- ▶ **Safety-Filteraufziehkanüle** 18 G (1,2 mm x 40 mm)



plexussonoset^{safety}®:

- ▶ **Safety-Quaddelkanüle** 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- ▶ **Safety-Stichkanüle** 21 G (0,8 mm x 38 mm)

plexussonoset[®]:

- ▶ Quaddelkanüle 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- ▶ Stichkanüle 21 G (0,5 mm x 38 mm)



+ Sonolochtuch

Volltransparentes Lochtuch mit **Peel-Off-System** und **optional vergrößerbarem** Lochausschnitt für mehr Schallfläche



+ Sondenüberzug, Gel

Der Sondenüberzug und das sterile Gel gewährleisten eine **hygienisch einwandfreie ultraschallgestützte** Punktion



+ Safety-Filteraufziehkanüle

Ein in die Kanüle integrierter **5 µm Filter** schützt vor Partikelkontamination



+ Safety-Kanülen

Das **aktive Sicherheitssystem** schützt zuverlässig vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250




Set-Ausführung	Kanüle	Art.-Nr.	V.E.
plexussonoset ^{safety} ®	Safety	199.1293	25
plexussonoset [®]	Standard	199.1268	30

vielseitig sicher unter Sicht

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (75 cm x 90 cm)
- ▶ roter Tupferbecher (50 ml)
- ▶ Tupferklemme
- ▶ 4 kleine Tupfer
- ▶ 2 große Tupfer
- ▶ Spritze (2 ml)
- ▶ Spritze (5 ml)
- ▶ Spritze (10 ml)
- ▶ **Safety-Filteraufziehkanüle** 18 G (1,2 mm x 40 mm)
- ▶ **Sondenüberzug** (Länge 120 cm), besonders flexibel
- ▶ **Steriles Ultraschallgel** (20 g), viskos
- ▶ Lochtuch (100 cm x 80 cm)
mit großem, transparenten Folienanteil



multisonoset^{safety}[®]:

- ▶ **Safety-Quaddelkanüle** 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- ▶ **Safety-Stichkanüle** 21 G (0,8 mm x 38 mm)

multisonoset[®]:

- ▶ Quaddelkanüle 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- ▶ Stichkanüle 25 G (0,5 mm x 38 mm)



+ Sondenüberzug, Gel

Der Sondenüberzug und das sterile Gel gewährleisten eine **hygienisch einwandfreie ultraschallgestützte** Punktion



+ Safety-Filteraufziehkanüle

Ein in die Kanüle integrierter **5 µm Filter** schützt vor Partikelkontamination



+ Safety-Kanülen

Das **aktive Sicherheitssystem** schützt zuverlässig vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250




Set-Ausführung	Kanüle	Art.-Nr.	V.E.
multisonoset ^{safety} [®]	Safety	199.1292	25
multisonoset [®]	Standard	199.1269	30

einfach effektiv

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (75 cm x 90 cm)
- ▶ 2 Abdecktücher (45 cm x 70 cm)
- ▶ 2 Handtücher (33 cm x 38 cm)
- ▶ 2 Maßbänder
- ▶ Stauschlauch aus Silikon
- ▶ transparente Schale
- ▶ 2 Tupferbecher
- ▶ blaue Tupferklemme
- ▶ 4 kleine Tupfer
- ▶ Spritze (10 ml)
- ▶ Schere
- ▶ Pinzette, gerade
- ▶ Pinzette, gebogen
- ▶ 5 Mullkompressen
- ▶ **2 Transparentverbände** (Tegaderm)
- ▶ **Steri-Strips** (6 mm x 38 mm) in 6er Verpackung
- ▶ Gebrauchsanweisung (bebildert)
- ▶ Lochtuch mit **Peel-Off-System** (48,5 cm x 50 cm)



+ Lochtuch

Das patentierte **Peel-Off-System** ermöglicht eine besonders einfache und sichere Entfernung des Lochtuchs



+ Hochwertige Metallinstrumente

Die **hochwertigen Metallinstrumente** ermöglichen eine sichere Katheterplatzierung



Set-Ausführung

zvkbasissetneo®

Art.-Nr.

199.519


V.E.

20

vielseitig sicher und effektiv

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (75 cm x 90 cm)
- ▶ 2 Abdecktücher (45 cm x 75 cm)
- ▶ 2 Handtücher (29 cm x 40 cm)
- ▶ **Safety-Skalpell**
- ▶ **Safety-Kanüle** 18 G (1,2 mm x 38 mm)
- ▶ **Safety-Kanüle** 20 G (0,9 mm x 38 mm)
- ▶ Maßband, Messanleitung
- ▶ Nabelschnur-Band
- ▶ transparente Schale
- ▶ 2 Tupferbecher (rot und transparent)
- ▶ Spritze (1 ml)
- ▶ 2 Spritzen (3 ml)
- ▶ 2 Spritzen (5 ml)
- ▶ Schere
- ▶ Knopfsonde
- ▶ Nadelhalter
- ▶ gerade Pinzette (glatt)
- ▶ gerade Pinzette (gezahnt)
- ▶ 2 gebogene Pinzetten (glatt)
- ▶ Mosquito-Klemme (gerade)
- ▶ 2 Mosquito-Klemmen (gebogen)
- ▶ 10 Vlieskompressen (10 cm x 10 cm)
- ▶ 6 Vlieskompressen (5 cm x 5 cm)
- ▶ Nahtmaterial 3.0 Silk mit gebogener Nadel
- ▶ 2 Fixierstreifen
- ▶ Gebrauchsanweisung (bebildert)
- ▶ Lochtuch mit **Peel-Off-System** (48,5 cm x 50 cm)



+ Lochtuch

Das patentierte **Peel-Off-System** ermöglicht eine besonders einfache und sichere Entfernung des Lochtuchs



+ Safety-Kanülen

Das **aktive Sicherheitssystem** schützt zuverlässig vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250



+ Safety-Skalpell

Aktive Sicherung der Klinge nach der Hautinzision gemäß TRBA 250



+ Hochwertige Metallinstrumente

Die **hochwertigen Metallinstrumente** ermöglichen eine sichere Katheterplatzierung



Set-Ausführung

zvkmultiset safety neo®

Art.-Nr.

199.695


V.E.

I 0

einfach effektiv

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (100 cm x 120 cm)
- ▶ Kittel
- ▶ Handtuch (30 cm x 39 cm)
- ▶ Schale (19 cm x 12 cm x 3 cm)
- ▶ 3 Tupfer-Rundbecher (120 ml)
- ▶ Quaddelkanüle 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- ▶ Stichkanüle 21 G (0,8 mm x 38 mm)
- ▶ Spritze (2 ml)
- ▶ Spritze (5 ml)
- ▶ Spritze (10 ml)
- ▶ 4 große Tupfer
- ▶ 2 kleine Tupfer
- ▶ 2 Tupferklemmen
- ▶ 2 Stieltupfer
- ▶ 10 Mullkompressen (10 x 10 cm), 8-fach
- ▶ Abdecktuch (140 x 160 cm)
- ▶ Lochtuch mit **Peel-Off-System** (140 x 100 cm)



+ Lochtuch

Das patentierte **Peel-Off-System** ermöglicht eine besonders einfache und sichere Entfernung des Lochtuchs



Set-Ausführung

zvkmultiset®

Art.-Nr.

199.201


V.E.

8

einfach sicher und effektiv


Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (100 cm x 120 cm)
- ▶ Kittel
- ▶ Handtuch (30 cm x 39 cm)
- ▶ Schale (30 cm x 20 cm x 5 cm)
- ▶ 4 Tupfer-Rundbecher (120 ml)
- ▶ **Safety-Filteraufziehkanüle** 18 G (1,2 mm x 40 mm)
- ▶ **Safety-Quaddelkanüle** 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- ▶ **Safety-Stichkanüle** 21 G (0,8 mm x 38 mm)
- ▶ Spritze (2 ml)
- ▶ Spritze (5 ml)
- ▶ Spritze (10 ml)
- ▶ 4 große Tupfer
- ▶ 2 kleine Tupfer
- ▶ 2 Tupferklemmen
- ▶ 4 Stieltupfer
- ▶ 10 Mullkompressen (10 x 10 cm), 8-fach
- ▶ Abdecktuch (140 x 160 cm)
- ▶ Lochtuch mit **Peel-Off-System** (140 x 100 cm)
- ▶ **Safety-Skalpell**



+ Lochtuch

Das patentierte **Peel-Off-System** ermöglicht eine besonders einfache und sichere Entfernung des Lochtuchs



+ Safety-Kanülen

Das **aktive Sicherheitssystem** schützt zuverlässig vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250



+ Safety-Filteraufziehkanüle

Ein in die Kanüle integrierter **5 µm Filter** schützt vor Partikelkontamination



+ Safety-Skalpell

Aktive Sicherung der Klinge nach der Hautinzision gemäß TRBA 250



Set-Ausführung

zvkmultiset^{safety}®

Art.-Nr.

199.1286


V.E.

8

rundum sicher und effektiv

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (100 x 120 cm)
- ▶ Kittel
- ▶ Handtuch (30 x 39 cm)
- ▶ Schale (300 x 200 x 50 mm)
- ▶ 4 Tupfer-Rundbecher (120 ml)
- ▶ **Safety-Filteraufziehkanüle** 18 G (1,2 mm x 40 mm)
- ▶ **Safety-Quaddelkanüle** 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- ▶ **Safety-Stichkanüle** 21 G (0,8 mm x 38 mm)
- ▶ Spritze (2 ml)
- ▶ Spritze (5 ml)
- ▶ Spritze (10 ml)
- ▶ 4 große Tupfer
- ▶ 2 kleine Tupfer
- ▶ 2 Tupferklemmen
- ▶ 4 Stieltupfer
- ▶ 10 Mullkompressen (10 x 10 cm), 8-fach
- ▶ Abdecktuch (140 x 160 cm)
- ▶ Lochtuch mit **Peel-Off-System** (140 x 100 cm)
- ▶ **Safety-Skalpell**
- ▶ **EKG-Verbindungskabel** combcard®



+ Lochtuch

Das patentierte **Peel-Off-System** ermöglicht eine besonders einfache und sichere Entfernung des Lochtuchs



+ Safety-Kanülen

Das **aktive Sicherheitssystem** schützt zuverlässig vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250



+ Safety-Skalpell

Aktive Sicherung der Klinge nach der Hautinzision gemäß TRBA 250



+ combcard®

Schnelle und präzise Katheterplatzierung nach Seldinger mittels **Elektro-Kardio-Graphischer** Lagekontrolle



Set-Ausführung

zvkmultiset safety ekg®

Art.-Nr.

199.1287

V.E.

8

VYSET® Variante

– ein Set, das zu Ihnen passt!

Mit der VYSET-Variantenfertigung können Sie sich ein Set zusammenstellen, das speziell auf ihre klinischen Anforderungen und Arbeitsabläufe abgestimmt ist. Eine **VYSET®** Variante ermöglicht die Standardisierung Ihrer individuellen Prozesse.

In drei Schritten zu Ihrer VYSET® Variante



Beratungsgespräch
mit Ihrem Medizin-
produkteberater zur
Setzusammenstellung



Anwenderprüfung
des unsterilen Mustersets
und ggf. weitere
Optimierung



Auftragserteilung

Nutzen Sie unsere vielfältige Komponentenauswahl für die Zusammenstellung Ihres individuellen Platzierungssets.



Desinfektion

Produkte zur Hautdesinfektion für einen optimalen Infektionsschutz des Patienten



Abdeckung

Loch- und Abdecktücher abgestimmt auf Ihren anwendungsbezogenen Einsatz



Lokalanästhesie

Eine vielseitige Auswahl an Zubehör für die Lokalanästhesie

[illegible]

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@vygon.de

Vygon GmbH & Co. KG – Prager Ring 100 • 52070 AACHEN • DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)241 9130 - 0
Fax: +49 (0)241 9130 - 106
Email: info@vygon.de • www.vygon.de

99903 / Stand 2021-05online

