

# Maxis<sup>®</sup> MICRO

## Geeignet für:

- Frauen / Männer
- Normalgewicht
- Leichte Ödemneigung
- Festes Bindegewebe

---

## Indikationen\*

- Varikose
  - Primäre und sekundäre Varikose
  - Varizen in der Schwangerschaft
  - Die Sklerosierungstherapie unterstützend
  - Nach venenchirurgischen Eingriffen
- Chronische Veneninsuffizienz (CVI) des Stadiums I nach Widmer bzw. C1 bis C3 nach CEAP
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Thrombophlebitis (superfiziell) sowie Zustand nach abgeheilter Phlebitis

---

## Eigenschaften

- Transparentes Gestrick

---

## Waschanleitung

Pflegeleicht   
für Waschmaschine und  
Trockner geeignet



\*Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.



Spitzen-Haftband



Noppen-Haftband

**Produkt-Vorteile**



**Kompressionsklasse**

**CCL 1, 2**

**Standardfarben**

S = Serie  
M = Maß



Lieferbare Varianten					
	AD	AF	AG	AT	AT/U
<b>Serie CCL 1</b>	17.06.01.0082	–	17.06.03.0076	17.06.04.0079	17.06.04.0079
<b>Serie CCL 2</b>	17.06.01.1132	–	17.06.03.1119	17.06.04.1112	17.06.04.1112
<b>Maß CCL 1</b>	17.06.10.0053	17.06.11.0043	17.06.12.0052	17.06.13.0050	17.06.13.0050
<b>Maß CCL 2</b>	17.06.10.1078	17.06.11.1048	17.06.12.1076	17.06.13.1068	17.06.13.1068

Standard-Ausführungen	
Serie	Größe 2 – 7, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit
Maßanfertigung	möglich
Sonderausführungen	nicht möglich
Abschluss	AD Trikotrand, schmales Noppen-Haftband AG Noppen-Haftband oder Spitzen-Haftband
Zwickel/Leibteil	AT Standard-Zwickel
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze Unifußgröße

Material-Zusammensetzung		
	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
<b>CCL 1</b>	33 %	67 %
<b>CCL 2</b>	38 %	62 %

Seriengröße ohne Naht		2	3	4	5	6	7
AG mit Haftband normal		44 – 51	48 – 55	52 – 59	55 – 63	59 – 67	63 – 70
AG mit Haftband weit		52 – 61	56 – 66	60 – 71	64 – 76	68 – 81	71 – 83
<p>ℓ = Längen- maße c = Umfang- maße</p>	<b>cG</b>	44 – 61	48 – 66	52 – 71	55 – 76	59 – 81	63 – 83
	<b>cF</b>	40 – 50	43 – 54	46 – 58	49 – 63	52 – 66	56 – 70
	<b>cE</b>	32 – 39	34 – 42	36 – 44	38 – 47	40 – 50	41 – 52
	<b>cD</b>	28 – 35	31 – 38	33 – 41	35 – 44	37 – 47	39 – 49
	<b>cC</b>	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
	<b>cB<sup>1</sup></b>	23 – 29	25 – 31	28 – 34	30 – 36	32 – 38	35 – 40
	<b>cB</b>	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	29 – 31
	<b>cY</b>	27 – 32	28 – 34	30 – 36	31 – 37	32 – 40	34 – 42
	<b>cA</b>	18 – 23	20 – 25	22 – 28	24 – 31	26 – 33	27 – 34
	<b>Leibteil- maße</b>	<b>cH</b>	110	120			130
<b>cT</b>		80	90			100	
<b>Längenmaße</b>	<b>ℓG normal</b>	72 – 83					
	<b>ℓG kurz</b>	62 – 71					
	<b>ℓD normal</b>	39 – 44					
	<b>ℓD kurz</b>	34 – 38					