

MINI-VIBRATOR RFM®

Der Mini-Vibrator RFM® ist für die Massage von kleineren Körperregionen, für Punktmassagen bei Vernarbungen und bei lokalen Verspannungen geeignet. Leicht schmerzende Körperstellen werden durch die Nutzung des Mini-Vibrators RFM® stimuliert und besser durchblutet. Bei regelmäßiger Anwendung ist eine dauerhafte Linderung der Beschwerden möglich und eine Verbesserung der Mobilität im Rückenbereich als auch der Extremitäten ist wahrscheinlich. Pro Sekunde werden 92 „Schwingungen“ erzeugt. Es gibt für den Mini-Vibrator RFM® drei verschiedene Naturgummi-Aufsätze (Ball-, Punkt- und Scheibenaufsatz). Eine Anwendung pro Tag sollte höchstens 10-15 Minuten dauern.

Gewicht 83 g (ohne Batterien)

Größe ca. 13 x 4 x 3 cm



- + GEEIGNET FÜR KLEINERE KÖRPER-REGIONEN, VERNARBUNGEN UND VERSPANNUNGEN**
- + SORGT FÜR EINE BESSERE DURCHBLUTUNG**
- + 92 „SCHWINGUNGEN“ PRO SEKUNDE**
- + INKL. DREI VERSCHIEDENER NATURGUMMI-AUFSÄTZE**

Artikelnummer

02427872


Ersatzteile | Zubehör

02427873

Aufsätze

ZWEI-PUNKT-DISCRIMINATOR, EINSTELLBAR

Die Messung der Zweipunktdiskriminationsfähigkeit als Teilkomponente der Oberflächensensibilität ist ein Standardmessverfahren in der orthopädischen Ergotherapie und teilweise auch in anderen Fachbereichen. Der Begriff „Zweipunktdiskrimination“ bezeichnet das Auflösungsvermögen der Hautoberfläche bei Berührungsreizen, d.h. die Wahrnehmungsfähigkeit der Haut bei synchroner Stimulation bezüglich des Vorliegens eines oder zweier taktiler Stimuli. Der Zwei-Punkt-Diskriminator besteht aus 2 drehbaren Kunststoffscheiben, deren abgerundete Spitzen in Standardintervallen von 1 bis 15 mm eingeteilt sind. Eine 20 und 25 mm Einteilung ist ebenfalls vorhanden. Die Einstellungen können verändert werden. Dazu müssen die Scheiben verdreht werden, bis ein Klicken zu hören ist.

**Artikelnummer**

02141963