



CELLUFINE®

marine Collagen Powder PURE

VERISOL® F (FISH)

bioactive Collagen-Peptides

300 g Pulver / powder

www.cellufine.de



DEUTSCH

- wiederverschließbar / resealable / resellabile / rückschließbar -

ESPAÑOL

Pulver zum Anrühren eines proteinreichen Collagen-Drinks

Allergene gemäß EU-VO 1169/2011: Fisch
 Verzehrempfehlung: 1 x täglich 1 Portion (5 g Pulver – 2 leicht gehäufte Messlöffel) mit reichlich Wasser einnehmen. Wir empfehlen, zusätzlich mindestens 2 l/liter Wasser pro Tag zu trinken.

Zubereitung: 1 Portion (5 g Pulver – 2 leicht gehäufte Messlöffel) in 200 ml kaltes Wasser oder Saft in einem Shaker mit Schlägelsieb geben und 10 Sekunden lang schütteln. Eine leichte Schaumbildung ist normal.

Aufbewahrung: Bewahre das Cellufine® VERISOL® F (Fisch) Collagen-Pulver PUR geschützt vor Wärme, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung auf. Nach dem Gebrauch den Beutel stets gut verschließen. Das Pulver nur mit einem trockenen Löffel entnehmen.

Zutat: Collagen-Hydrolysat* (FISCH) (100%)

* Markenrohstoff VERISOL® F

Brennwert pro 100 ml vernehlter 2. ubereitung mit Wasser: 40 kJ / 10 kcal

ENGLISH

Powder to mix a protein-rich collagen drink

Allergens according to EU-VO 1169/2011: fish
 Recommended intake: Drink 1 portion (5 g powder – 2 slightly heaped measuring spoons) once a day with plenty of water. We recommend drinking at least 2 liters of water per day in addition.

Preparation: Fill 1 portion (5 g powder – 2 slightly heaped measuring spoons) and 200 ml cold water or juice into a shaker with a sieve and shake for 10 seconds. A slight froth is normal.

Storage: Keep the Cellufine® VERISOL® F (Fish) collagen powder PURE protected from heat, moisture and direct sunlight. Always close the bag tightly after use. Remove the powder only with a dry spoon.

Ingredient: Collagen hydrolysate* (FISH) (100%)

* branded raw material VERISOL® F

Calorific value per 100 ml ready-to-eat preparation with water: 40 kJ / 10 kcal

✓ clean label ✓ glutenfrei / gluten-free / sin gluten / senza glutine

ITALIANO

Polvere per mescolare una bevanda al collagenericca di proteine.

Allergeni secondo EU-VO 1169/2011: pesce
 Assunzione raccomandata: Assumere 1 porzione (5 g di polvere – 2 misurini leggermente heaped) 1 volta al giorno con abbondante acqua. Si consiglia di bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Preparazione: Versare 1 porzione (5 g di polvere – 2 misurini leggermente heaped) e 200 ml di acqua fredda o succo di frutta in uno shaker con un colino a frusta e agitare per 10 secondi. Una leggera schiuma è normale.

Conservazione: Conservare Cellufine® VERISOL® F (pesce) collagene in polvere PUR lontano da calore, umidità e luce solare diretta. Chiudere sempre bene il sacchetto dopo l'uso. Rimuovere la polvere solo con un cucchiaino asciutto.

Ingredienti: Idrolizzato di collagene* (PESCE) (100%).

* Materia prima di marca VERISOL® F

Valore calorico per 100 ml di preparato pronto al consumo con acqua: 40 kJ / 10 kcal

Nährwertdeklaration

Nutrition declaration

Declaración nutricional

Dichiarazione nutrizionale

	pro 100 g Pulver per 100 g powder por 100 g de polvo per 100 g di polvere	pro 5 g (Tagesverzehr) per 5 g (daily consumption) por 5 g (consumo diario) per 5 g (consumo giornaliero)	RM*
Energie / Energy / Energía / Energia	1.615 kJ / 384 kcal	81 kJ / 19 kcal	1% / 1%
Fett / Fat / Grasas / Grassi	< 0.1 g	< 0.1 g	0%
- davon gesättigte Fettsäuren / - of which saturated fatty acids / - de ello ácidos grasos saturados / - di cui acidi grassi saturi	< 0.1 g	< 0.1 g	0%
Kohlenhydrate / Carbohydrates / Carbohidratos / Carboidrati	< 0.1 g	< 0.1 g	0%
- davon Zucker / - of which sugar / - de ello azúcar / - di cui zuccheri	< 0.1 g	< 0.1 g	0%
Eiweiß / Protein / Proteína / Proteine	95 g	4.8 g	18%
Salz / Salt / Sal / Sale	0.5 g	0.03 g	0%
Inhaltsstoff / Ingredient / Ingrediente / Ingrediente			NRV**

Collagen-Hydrolysat (VERISOL® F) (Fisch) / Collagen hydrolysate (VERISOL® F) (fish) / Hidrolizado de colágeno (VERISOL® F) (pescado) / Idrolizzato di collagene (VERISOL® F) (pesce)
 - davon bioaktive Collagen-Peptide / - of which bioactive collagen peptides / - de ello péptidos de colágeno bioactivos / - di cui peptidi bioattivi del collagene

VERISOL®

Ready From Within



* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal). / RM = reference amount for an average adult (8.400 kJ / 2.000 kcal).
 **NRV= Prozent der Referenzmenge nach Anlage 13 der Verordnung VO (EU) 1169/2011 (LMIV). / NRV = Percentage of the reference quantity according to Annex 13 of Regulation VO (UE) 1169/2011 (LMIV). / NRV= Percentuale della quantità di riferimento secondo l'allegato 13 del regolamento VO (UE) 1169/2011 (LMIV).



Hier nachbestellen
 Fillhöhe technisch bedingt. / Fill level due to technical reasons. /
 Altura de llenado por razones técnicas. / Altezza di riempimento dovuta a motivi tecnici.

VERISOL® und die Trusted Science Bildmarke sind eingetragene Marken der GELITA AG.

Ungeöffnet, lichtgeschützt, kühl und trocken gelagert, mindestens haltbar bis Ende / L-Bz. / Stored unopened, protected from light, cool and dry, best before end / L-Bz. / Almacenado sin abrir, protegido de la luz, fresco y seco, mejor antes de fin / L-Bz. / Conservato chiuso, al riparo dalla luce, al fresco e all'asciutto, da consumarsi preferibilmente entro la fine dell'anno / L-Bz.

Inhalt / Content / Contenido / Contenuto
 Pulver (60 Portionen) / Powder (60 portions) / Polvo (60 raciones) / Polvere (60 dosi)

Abfüllung in Deutschland für / Filled in Germany for /
 Relleno en Alemania para / Riempimento in Germania per
 APOthA Deutschland GmbH | Lübecke Straße 2a | 22926 Ahrensburg

V 07

www.cellufine.de | Servicetelefon: 04102 977 80 40

