

DE Gebrauchsinformation

Wann sollte COQUN® verwendet werden?

COQUN® ist eine sterile, konservierungsmittelfreie Augenlösung, die Coenzym Q10 und Vitamin E TPGS, zwei antioxidative Substanzen, enthält. COQUN® ist als ergänzende Behandlung zu einer drucksenkenden Glaukom-Therapie anwendbar (zur Senkung eines zu hohen Augeninnendrucks). Es kann der mit diesem Krankheitsbild einhergehenden oxidativen Schädigung entgegenwirken.

Art der Anwendung

2-mal täglich 1-2 Tropfen COQUN® in den Bindehautsack jedes Auges träufeln oder gemäß Anweisungen Ihres Augenarztes.

Wie wird COQUN® verwendet?



Abbildung 1

Vor der Verwendung ist der Sicherheitsring zu entfernen.



Abbildung 2

Kappe abnehmen.



Abbildung 3

1-2 Tropfen in den Bindehautsack jedes Auges träufeln, dazu das untere Augenlid vorsichtig nach unten ziehen und nach oben blicken. Sie verwenden das Produkt, indem Sie die Flasche leicht zusammen-drücken.

Aufgrund der Eigenschaften einer Abgabeflasche für konservierungsmittelfreie Lösungen, kann es sein, dass man stärker drücken muss, wenn sich der Inhalt dem Ende zuneigt.




Abbildung 4

Nach der Anwendung sollten Sie umgehend die Flasche wieder verschließen. Die Lösung kann nach dem ersten Öffnen 2 Monate lang verwendet werden.

Sind andere Anweisungen bei der Verwendung zu beachten?

Verwenden Sie COQUN® frühestens 10 Minuten nach der Verabreichung anderer Medikamente.

Warnhinweise

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie allergisch oder überempfindlich auf einen der Bestandteile reagieren.

- Sollten Sie unerwünschte Wirkungen beobachten, setzen Sie die Verwendung aus und kontaktieren Sie Ihren Augenarzt.
- Das Produkt kann auch verwendet werden, wenn Sie Kontaktlinsen tragen.
- Verwenden Sie das Produkt mindestens 10 Minuten vor oder nach der Verwendung anderer Medikamente, die den Augeninnendruck senken.
- Das Produkt ist bis zu 60 Tage nach dem ersten Öffnen steril.
- Das Verfallsdatum bezieht sich auf das Produkt in ungeöffnetem, ordnungsgemäß gelagertem Zustand.
- Das Produkt darf nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.
- Bitte waschen Sie sich vor der Verwendung die Hände.
- Die Spitze der Flasche darf nicht Ihre Augen berühren.
- Die Flasche darf nicht verwendet werden, wenn sie beschädigt ist.
- Das Produkt von Licht- und Wärmequellen fernhalten und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Zur Anwendung am Auge. Nicht schlucken.

Verpackung

10-ml-Flasche, konservierungsmittelfrei im OSD- System (Ophthalmic Squeeze Dispenser).

5-ml-Flasche, konservierungsmittelfrei im OSD-System (Ophthalmic Squeeze Dispenser).

5-ml-Flasche (unverkäufliches Muster), konservierungsmittelfrei im OSD-System (Ophthalmic Squeeze Dispenser).

Zusammensetzung

100 ml COQUN® Augenlösung enthalten:

- 100 mg Coenzym Q10;
- 500 mg Vitamin E TPGS (D--Tocopherylpolyethylenglykol-1000-Succinat);
- Gepufferte isotonische Lösung auf 100 ml.

Vertrieb durch VISUfarma B.V.

Amstelveen 1, 1096 HA
Amsterdam, Niederlande
info@visufarma.com



VISUfarma S.p.A.

Via Alberto Cadlolo, 21 - 00136 Rom, Italien

Letzte Überarbeitung des Textes:
February 2020