



**NOBAMED Paul Danz AG**

## **NOBALUMENAL®**

**REF 873650**

### **Produktbeschreibung und Zweckbestimmung**

Die unsterile Augenkompressen, der **Größe 75 mm x 80 mm** besteht aus einem weichen Vliesstoff und ist mit einer saugenden Füllung versehen. Sie ist rundum geschlossen, so dass keine Flusen austreten können. Die **runde Form** ermöglicht die komplette Augenabdeckung. Die Augenkompressen unterstützen Augenverbände als saugende, polsternde, schützende oder versorgende Einheit. NOBALUMENAL® ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und muss vor der Verwendung auf offenen Wunden mit einem validierten Verfahren (Strahlen nach DIN EN ISO 11137 oder Ethylenoxid nach DIN EN ISO 11135) sterilisiert werden.

### **Kontraindikationen**

Es sind keine Kontraindikationen bekannt

Bei einer bekannten Allergie gegen eine der u. g. Komponenten darf das Produkt nicht angewendet werden.

### **Zusammensetzung**

Viskose, Polyester, Rayon

### **Normative und gesetzliche Anforderungen**

NOBALUMENAL® ist ein Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 4 eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

### **Verpackung**

Primärverpackung:	Papier-Papier Verpackung
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

### **Lagerung**

Trocken und staubfrei

### **Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:**



Vor Gebrauch sterilisieren