



RUDAMED®-Junior

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Das Trägermaterial des Wundschnellverbands besteht aus einem wasserfesten und flexiblen, mit bunten Kindermotiven bedruckten, Kunststoff und ist mit einer Wundaufgabe versehen. Die Polyacrylatkleberbeschichtung ist hautfreundlich und klebt sehr gut. Geeignet für primär heilende, kleinere Wunden.

Zusammensetzung

Polyethylen, Polypropylen, Viskose und Polyacrylatkleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDAMED® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, Regel 4, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungstufen.

Verpackung

Primärverpackung:	PE-Beutel
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

