

## BETTGALGEN RFM®

### 3-TEILIG HMV 19.40.02.2026

Dient zur Unterstützung von Personen beim Aufrichten im Bett aus der Liege- in die Sitzposition und zum Hochziehen oder Festhalten am Trapezgriff, um die Sitz- oder Liegeposition zu verändern. Das Anheben des Gesäßes zur Nutzung eines Stechbeckens wird durch den Einsatz des Trapezgriffes erleichtert. Für das Umsetzen vom Bett, beispielsweise in einen Rollstuhl, verleiht der Bettgalgen dem Anwender zusätzlichen Halt. Es muss berücksichtigt werden, dass der Anwender über ausreichend Kraft verfügen muss, um sich an der Aufrichthilfe festzuhalten und ggfs. hochzuziehen.

**Gewicht** 13 kg

**Höhe** 176 cm

**Maße Standfläche des Fußes** 83 x 76 cm

**Seitenmaße des Trapezgriffes** ca. 25 cm

**Max. Belastbarkeit** 100 kg

**Material** lackierter Stahl

**Farbe** weiß



**EINFACHES  
AUFRICHTEN  
IM BETT,  
BELASTBAR  
BIS 100 KG**

**+** UNTERSTÜTZENDE  
AUFRICHTHILFE

**+** INKL. TRAPEZGRIFF

## Funktionen & Details



werkzeugfreie  
Montage



Höhenver-  
stellbarer  
Trapezgriff



unebenen  
ausgleichende  
FüÙe



**Artikelnummer**

03429465