

COMPRESSANA FORTE

KKL 1 leichte Kompression
Art. Nr. 130 2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)

KKL 2 mittlere Kompression
Art. Nr. 230 3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)

KKL 3 starke Kompression
Art. Nr. 330 4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)



mit offener
Fußspitze



mit geschlossener
Fußspitze

	Form	Länge Serie	Ausführung	Serie I (XS) - VI (XXL)		Maß	
				Paar	Hilfsmittelverzeichnis Pos.Nr. (für D)	Paar	Hilfsmittelverzeichnis Pos.Nr. (für D)
	A-d A-d kurz A-d extrakurz	40-46 34-39 31-34	Wadenstrümpfe		K1: 17.06.01.0089 K2: 17.06.01.1209 K3: 17.06.01.2054		K1: 17.06.10.0058 K2: 17.06.10.1099 K3: 17.06.10.2036
	A-d/H A-d/H kurz A-d/H extrakurz	40-46 34-39 31-34	Wadenstrümpfe mit Noppen-Haftband (3,5 cm)		K1: 17.06.01.0089 K2: 17.06.01.1209 K3: 17.06.01.2054 (17.99.99.2008)		K1: 17.06.10.0058 K2: 17.06.10.1099 K3: 17.06.10.2036 (17.99.99.2008)
	A-f		Halbschenkelstrümpfe	-	-		K1: 17.06.11.0046 K2: 17.06.11.1076 K3: 17.06.11.2028
	A-f/H		Halbschenkelstrümpfe · mit Noppen-Haftband · mit Dekor-Haftband · mit Spitzen-Haftband	-	-		K1: 17.06.11.0046 K2: 17.06.11.1076 K3: 17.06.11.2028 (17.99.99.2008)
	A-g A-g kurz A-g extrakurz	72-83 66-72 58-66	Schenkelstrümpfe		K1: 17.06.03.0080 K2: 17.06.03.1199 K3: 17.06.03.2050		K1: 17.06.12.0056 K2: 17.06.12.1095 K3: 17.06.12.2033
	A-g/H A-g/H kurz A-g/H extrakurz	72-83 66-72 58-66	Schenkelstrümpfe · mit Noppen-Haftband · mit Dekor-Haftband · mit Spitzen-Haftband		K1: 17.06.03.0080 K2: 17.06.03.1199 K3: 17.06.03.2050 (17.99.99.2008)		K1: 17.06.12.0056 K2: 17.06.12.1095 K3: 17.06.12.2033 (17.99.99.2008)
	A-g/T* A-g/T* kurz	72-83 66-72	Schenkelstrümpfe mit Hüftbefestigung		K1: 17.06.03.0080 K2: 17.06.03.1199 K3: 17.06.03.2050 (17.99.99.2006)		K1: 17.06.12.0056 K2: 17.06.12.1095 K3: 17.06.12.2033 (17.99.99.2006)
	A-t/L A-t/R		Einbeinhose mit Beinansatz links oder rechts	-	-		K1: 17.06.12.0056 K2: 17.06.12.1095 K3: 17.06.12.2033 (17.99.99.2009)
	A-t A-t kurz A-t extrakurz	72-83 66-72 58-66	Strumpfhose Höschen leicht komprimierend mit verstellbarem Strickbund. Leibumfang bis ca. 130 cm (Serie)		K1: 17.06.04.0082 K2: 17.06.04.1152 K3: 17.06.04.2033		K1: 17.06.13.0053 K2: 17.06.13.1090 K3: 17.06.13.2033

bei offener Fußspitze erfolgt Lieferung inkl. Gleitsocke

* Umfang „T“ angeben; bei Einzelstücken „rechtes Bein“ oder „linkes Bein“



außergewöhnlich effektiv

- strapazierfähig und haltbar
- leichtes Anziehen
- weich und anschmiegsam
- pflegeleicht, waschmaschinen- und trocknergeeignet



Extras	Art.Nr. 130/230/330	HMV.Nr.	Serie/Maß	Aufpreis
· komprimierende Fußspitze bei Amputationen		17.99.99.2004	Maß	(Paar)
· Strumpfhose mit offenem Schritt		–	Serie/Maß	
· Strumpfhose mit Stomaöffnung (nachträglich)		17.99.99.2020	Serie/Maß	
· Stumpfstrümpfe C-F / F-G		siehe S. 52	Serie/Maß	auf Anfrage
· Eingriff für Herrenhose		17.99.99.2018	Serie/Maß	
· Strumpfhose mit unterschiedlicher Kompression		–	Maß	–
· Leibteil mit Kompression wie Strumpfgestrick (KKL2+3)		17.99.99.2003	Maß	
· Haftband 5 cm für A-d (Noppe, Dekor, Spitze)		17.99.99.2008	Maß	(Paar)
· Leibteil zur Befestigung von Schenkelstrümpfen s. S. 59				

Materialzusammensetzung

KKL 1:	77% Polyamid 23% Elastan	KKL 2:	75% Polyamid 25% Elastan	KKL 3:	73% Polyamid 27% Elastan
--------	-----------------------------	--------	-----------------------------	--------	-----------------------------

Farben Art. Nr. 130/230/330



Längenmaße in cm		Umfangmaße in cm						
Toleranztafel Kompressionsstrümpfe gültig für die Artikel: SENSITIV LINEA LEGANZA DIAMONDS NOVA		Seriengrößen						
		XS I	S II	M III	L IV	XL V	XXL VI	
Form Beinlänge AT 72-83 AT kurz 66-72 AT extrakurz 58-66		Haftband max / Dekor-Haftband max	49-58	53-63	57-68	64-75	67-79	74-85
		Haftband / Dekor-Haftband	41-48	45-52	47-56	54-63	57-66	63-73
		Spitzen-/Comfort-Haftband Trikotrand, Strumpfhose	41-58	45-63	47-68	54-75	57-79	63-85
Form Beinlänge AG 72-83 AG kurz 66-72 AG extrakurz 58-66		eF	41-55	45-60	47-65	54-72	57-76	63-82
		eE	30-37	33-41	35-45	39-48	41-51	44-55
		eD	27-33	29-36	31-40	34-43	36-46	39-48
		eC	29-34	32-38	34-43	38-47	41-50	44-53
		eB'	23-27	25-30	27-33	30-36	32-38	35-41
Form Beinlänge AD 40-46 AD kurz 34-39 AD extrakurz 31-34		eB	18-20	20-22	22-24,5	24,5-27	27-30	30-33
		eY	26,5-30,5	29,5-32,5	31,5-35	34-37,5	36,5-41	39,5-45
		eA	17,5-22	19,5-24	21,5-26,5	24-29	26,5-33	29,5-37
		Fußlänge l_A : 15-19 cm Gesamtfußlänge l_Z : ca. 24-28 cm oder Schuhgröße: ca. 37-43						

Längenmaße in cm		Umfangmaße in cm						
Toleranztafel Kompressionsstrümpfe gültig für die Artikel: COTTON FORTE LINEA COTTON		Seriengrößen						
		XS I	S II	M III	L IV	XL V	XXL VI	
Form Beinlänge AT 72-83 AT kurz 66-72 AT extrakurz 58-66		Haftband max / Dekor-Haftband max	50-56	54-62	58-66	64-73	68-77	73-82
		Haftband / Dekor-Haftband	43-49	47-53	49-57	55-63	59-67	64-72
		Spitzen-Haftband, Trikotrand, Strumpfhose	43-56	47-62	49-66	55-73	59-77	64-82
Form Beinlänge AG 72-83 AG kurz 66-72 AG extrakurz 58-66		eF	43-53	47-59	49-63	55-70	59-74	64-79
		eE	28-34	30-37	33-41	35-43	37-44	40-48
		eD	25-30	27-33	30-36	33-39	35-41	37-43
		eC	27-34	29-37	33-41	36-45	39-47	42-50
		eB'	24-26	25-29	27-33	31-36	34-39	36-41
Form Beinlänge AD 40-46 AD kurz 34-39 AD extrakurz 31-34		eB	18-20	20-22	22-24,5	24,5-27	27-30	30-33
		eY	26,5-30,5	29,5-32,5	31,5-35	34-37,5	36,5-41	39,5-45
		eA	17,5-22	19,5-24	21,5-26,5	24-29	26,5-33	29,5-37
		Fußlänge l_A : 15-19 cm Gesamtfußlänge l_Z : ca. 24-28 cm oder Schuhgr.: ca. 37-43 bei LINEA COTTON ca. 24,5-30 cm oder Schuhgr.: ca. 38-45/46 norm. Fuß ca. 22,5-27 cm oder Schuhgr.: ca. 35/36-40 kurzer Fuß						

Längenmaße in cm		Umfangmaße in cm						
Toleranztafel Kompressionsstrümpfe gültig für die Artikel: FORTE pro COTTON pro flachgestrickt		Seriengrößen						
		XS I	S II	M III	L IV	XL V	XXL VI	
Form Beinlänge AD 40-46 AD kurz 34-39		eD	27-29,5	29,5-32,5	32,5-35,5	35,5-39	38,5-42	41,5-45,5
		eC	29-31,5	31,5-34,5	34,5-37,5	37,5-41	40,5-44,5	43-47
		eB'	23,5-25,5	25,5-28	27,5-30	30-33	32,5-35,5	35-38,5
Form Beinlänge AD 40-46 AD kurz 34-39		eB	18,5-20	20-22	22-24	24-26	26-28,5	28-30,5
		eY	28-30,5	29-31,5	31-34	33-36	35-38,5	37-40,5
		eA	18,5-20	20-22	22-24	24-26	26-28,5	28-30,5
		Fußlänge l_A : 15-19 cm						