


booussignac **cpap** Geräuschminimierer

Zur Senkung der Lautstärke einer booussignac **cpap**-Therapie

- ▶ Halbiert den Schalldruckpegel (entspricht 6 dB)
- ▶ Kann mit jedem booussignac **cpap**[®] ventil verbunden werden
- ▶ Für den Einsatz im Krankenhaus und Rettungsdienst
- ▶ Langzeittherapie möglich



+ Geräuschminimierung
Schalldruckpegelreduzierung von 50%. Lautstärke vergleichbar mit einer laufenden Dusche (69 dB)



+ Offenes Lumen
Verhindert das Risiko eines Barotraumas und erlaubt eine Spontanatmung, auch wenn die Gaszufuhr unterbrochen wird



+ Sicherheit
Keine Gefahr einer Fehlkonnektion durch individuelles Design



+ Kompaktes Design
Verlängerung des Ventils um nur 9 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	V.E.
booussignac cpap Geräuschminimierer	5558.91	10