

duomed[®] basic

Geeignet für:

- Frauen / Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemneigung
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen*

- Varikose
 - Varikose primär und sekundär
 - Varizen in der Schwangerschaft
 - Die Sklerosierungstherapie unterstützend
 - Nach venenchirurgischen Eingriffen
- Chronische Veneninsuffizienz (CVI) der Stadien I bis III nach Widmer bzw. C1 bis C4 nach CEAP
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Thrombophlebitis (superfiziell) sowie Zustand nach abgeheilter Phlebitis
- Tiefe Beinvenenthrombose, Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom

Eigenschaften


- Blickdichtes Gestrick

Waschanleitung

Pflegeleicht 

für Waschmaschine und Trockner geeignet

* Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.



Noppen-Haftband

Produkt-Vorteile



Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie
M = Maß

Caramel
S + M

Schwarz
S + M

Lieferbare Varianten

	AD	AG	AT	AT/U
Serie CCL 1	17.06.01.0110	17.06.03.0097	17.06.04.0102	17.06.04.0102
Serie CCL 2	17.06.01.1176	17.06.03.1203	17.06.04.1172	17.06.04.1172
Maß CCL 1	17.06.10.0078	17.06.12.0071	17.06.13.0068	17.06.13.0068
Maß CCL 2	17.06.10.1122	17.06.12.1113	17.06.13.1111	17.06.13.1111

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführung	nicht möglich	
Abschluss	AD	Trikotrand, schmales Noppen-Haftband
	AG	Noppen-Haftband
Zwickel / Leibteil	AT	Standard-Zwickel
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze Schuhgröße 36–43	

Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	42 %	58 %
CCL 2	45 %	55 %

Seriengröße ohne Naht

	I	II	III	IV	V	VI	VII
AG mit Haftband normal	cG 43–48	45–52	49–56	53–60	56–64	60–68	64–72
AG mit Haftband weit	cG 49–57	53–62	57–67	61–72	65–77	69–81	73–85
Umfangmaße in cm	cG 43–57	45–62	49–67	53–72	56–77	60–81	64–85
	cF 39–52	41–56	44–60	47–65	50–69	53–73	57–78
	cE 30–37	33–40	35–43	37–45	39–48	41–51	42–53
	cD 27–33	29–36	32–39	34–42	36–45	38–48	40–50
	cC 28–34	30–37	33–40	35–43	37–46	39–49	41–51
	cB ¹ 23–27	24–29	26–32	29–35	31–37	33–39	35–41
	cB 18–20	20–22	22–24	24–26	26–28	28–30	30–32
	cY 26–31	28–33	29–35	31–37	32–38	33–40	34–42
	cA 17–22	19–24	21–26	23–29	25–32	27–34	28–35
Längenmaße	ℓG normal	72–83 cm	Fußteile		hochelastische Unifußgröße, Schuhgröße 36–43		
	ℓG kurz	62–71 cm					
	ℓD normal	39–44 cm					
	ℓD kurz	34–38 cm					