

Fluoridierungsschienen aus Schaumstoff Small

PZN 10182812 | Art. 364

Entdecken Sie die Fluoridierungsschienen aus flexiblem Schaumstoff in der Größe Small für eine effektive Anwendung von Fluoridgel.

- Leicht und flexibel
- Geeignet für Oberkiefer und Unterkiefer gleichzeitig
- Gelbe Farbe für gute Sichtbarkeit des aufgetragenen Gels



Die Fluoridierungsschienen aus Schaumstoff in der Größe Small bieten eine ideale Lösung für die Anwendung von Fluoridgel. Hergestellt aus leichtem und flexiblem Kunststoff, passen sich die Schienen bequem an die Zahnreihen an und ermöglichen eine gleichzeitige Behandlung von Ober- und Unterkiefer. Die gelbe Farbe sorgt dafür, dass das aufgetragene Gel gut sichtbar ist, während die Abfüllmarkierung eine präzise Dosierung gewährleistet. Mit ihrem doppelöffeligen Design sind diese Schienen praktisch und effizient in der Anwendung.

- Hergestellt aus leichtem, flexiblem Kunststoff
- Gelbe Farbe für gute Sichtbarkeit des aufgetragenen Gels
- Mit Abfüllmarkierung für präzise Dosierung
- Doppellöffel für Ober- und Unterkiefer gleichzeitig

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Miradent, Gelb, Schaumstoff, Small

Produktinformationen

Abmessungen: 17,00 x 15,00 x 1,70 cm

Artikelgewicht: 0,001 kg

Gewicht mit Verpackung 0,00 kg

Inhalt/Menge: 1 St

UVP: 2,50 € inkl. MwSt



Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20