

mediven elegance®

Man sieht Schönheit.
So attraktiv wirkt Kompression.

Geeignet für:

- Frauen
- Normalgewichtig
- Keine Phlebodemneigung
- Festes Bindegewebe

Indikationen*






- Varikose
 - Primäre und sekundäre Varikose
 - Varizen in der Schwangerschaft
 - Die Sklerosierungstherapie unterstützend
 - Nach venenchirurgischen Eingriffen
- Chronische Veneninsuffizienz (CVI) des Stadiums I nach Widmer bzw. C1 und C2 nach CEAP
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Thrombophlebitis (superfiziell) sowie Zustand nach abgeheilter Phlebitis

Eigenschaften


- Transparente Feinstrumpfoptik
- Mehr Zehenfreiheit durch die Soft Elastic Fußspitze
- Breit und weich gearbeitete Kniestrumpf-Bündchen
- Verkleinerte Ferse für faltenfreien Sitz
- Edle Schmuck-Topband-Motive für Schenkelstrümpfe



Waschanleitung

Pflegeleicht     
für Waschmaschine und
Trockner geeignet

*Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patientin.



Topband platinum



Soft Elastic Fußspitze



Breites Kniestrumpf-Bündchen

Produkt-Vorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



Soft Elastic



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Haut-
verträglichkeit eines Medizinprodukts –
Anwendungstest unter dermatolo-
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT	AT / U
Serie CCL 1	17.06.01.0061	–	17.06.03.0055	17.06.04.0055	17.06.04.0060
Serie CCL 2	17.06.01.1122	–	17.06.03.1109	17.06.04.1091	17.06.04.1096
Maß CCL 1	17.06.10.0013	17.06.11.0006	17.06.12.0013	17.06.13.0012	–
Maß CCL 2	17.06.10.1026	17.06.11.1011	17.06.12.1025	17.06.13.1021	–

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Topband normal und weit
Maßanfertigung	möglich
Sonderausführungen	möglich, siehe Seite 49 – 58
Abschluss	AD Trikotrand, Topband basic small AF und AG Trikotrand, Topband platinum, Topband basic, Topband extra, Topband sensitive Alle Topbänder sind Standard-Ausführungen
Zwickel / Leibteil	AT Komfort-Zwickel AT / U mit geschlossenem Leibteil
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze Schuhgröße 36 – 43

Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	34 %	66 %
CCL 2	39 %	61 %

medi Tipp:



medi Butler
erleichtern das Anziehen

medi Haut- und Gestrickpflege
bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 86

Material

Leicht

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie

M = Maß

Schwarz
S + M

Anthrazit
S + M

Marine
S + M

Cashmere
S + M

Caramel
S + M

Rosé
S + M

Bronze
S + M

Beige
S + M

medi Magenta*
S + M

Weiß*
S + M



Erhältlich mit funkelnden
Swarovski® Kristallen.**



* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.
** Swarovski® ist eine eingetragene
Handelsmarke der Swarovski AG.