1 Außentextil aus 91 % Molton/Baumwolle, 9% Elastan Brustum fang bis 120 cm

1 Innenwickel aus 49% Baumwolle, 34% Viskose, 15% Leinen, 2% Elastan, Oberarmumfang 30 cm bis 43 cm

PZN: 10135422



SCHULTERWICKEL

Jede Bewegung schmerzt. Gut, dass es den Retterspitz Schulterwickel gibt, der sich wohltuend an die Schulter schmiegt - ganz gleich ob rechts oder links. Er lindert bei verschiedenen Beschwerden, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Auch im Schlaf verrutscht nichts. Der Schulterwickel verschafft Linderung, wo Wickel sonst nur schwierig anzulegen sind. Man mischt einfach jeweils 50 ml kaltes Wasser und Retterspitz Äußerlich und taucht den Innenwickel ein, bis er komplett durchtränkt ist. Gut ausdrücken, bis er nicht mehr tropft und nun einfach über den Arm und die Schulter streifen. Anschließend das Außentextil überziehen und mit den Klettverschlüssen an Oberkörper und Arm fixieren, ehe man sich und der Schulter eine heilende Ruhepause gönnt.

- bei schmerzhaften Schwellungen, z. B. nach Schulteroperation
- bei Verletzungsfolgen, u. a. Bänderdehnung, Zerrung
- bei Entzündungen
- zur postoperativen Versorgung der Schulter
- bei Polyarthritis, Arthrose, Fibromyalgie und Hämatomen

Hier sollte die Broschüre *Retterspitz Wickel-Schule* eingeklebt sein. Gerne können Sie diese auch anfordern unter +49 (0) 911 50 700-0. Sie steht ebenfalls unter www. retterspitz.de als PDF-Datei zum Download bereit.