

## Infusionsgeräte

# SOLUFLO® Infusionsgeräte für Druck- (P) und Schwerkraftinfusion (G)

Infusionsgerät zum einmaligen Gebrauch gemäß  
DIN EN ISO 8536-8

- Spike für Beutel und Flasche
- Luftfilter
- Flüssigkeitsfilter mit 15  $\mu\text{m}$  Porengröße, 120 mm<sup>2</sup> Filterfläche
- Lange Tropfkammer
- Außendurchmesser 4,10 mm
- Innendurchmesser 3,00 mm
- Durchflussregler
- Latex-frei
- Sterilisiert mittels Ethylenoxid (EO)



## Infusionsgeräte

# SOLUFLO® Infusionsgeräte für Druck- (P) und Schwerkraftinfusion (G)



Art.-Nr.	Typ	Zuspritzmögl.	PVC / DEHP	Länge	PZN	kVE / VE	Palette
60012	LLP		PVC, DEHP-frei	150 cm	2762889	100 / 100	5.000
60913	LLP		PVC, DEHP-frei	190 cm	2762895	100 / 100	5.000
60214	LLVP		PVC, DEHP-frei	180 cm	8696797	100 / 100	5.000
60006	LLPY	Y-Port	PVC, DEHP-frei	150 cm	0270366	100 / 100	5.000
60218	LLVPA		PVC, DEHP-frei	180 cm	18735831	100 / 100	5.000
60219	LLPA		PVC, DEHP-frei	180 cm	18735848	100 / 100	5.000

L = Luer / LL = Luer Lock / P = Druckinfusion / V = mit Rückschlagventil / Y = Zuspritzport / A = Air-Stop