



TENA® ProSkin Pants Plus



Sicherer Dreifach-Schutz bei Inkontinenz

Blasenschwäche ist keine Seltenheit. Allein in Deutschland sind ca. 7 bis 8 Millionen Frauen und Männer von unkontrolliertem Harnverlust betroffen. TENA® entwickelt und optimiert seit über 50 Jahren verlässliche Hygieneprodukte für verschiedenste Bedürfnisse bei Inkontinenz. TENA® ProSkin Pants Plus sind für Menschen mit mittelschwerer Blasenschwäche bzw. Inkontinenz geeignet. Die weichen Einweg-Slips mit körpernaher, bequemer Passform bieten zuverlässigen Dreifach-Schutz vor Auslaufen, Gerüchen und Feuchtigkeit. Dank des farbigen Streifens am Hüftbund sind Vorder- und Rückseite gut erkennbar und ermöglichen ein einfaches Anlegen der Pants. Die farbigen Fäden an der Taille erleichtern die Erkennbarkeit der Saugstärke und markieren die Rückseite des Produkts. Der praktische Verschluss unterstützt zudem die einfache und bequeme Entsorgung der Einweghose nach der Verwendung.

Mit Dual Absorption Zone

Verlässliche Hygiene-Produkte gewährleisten bei Harninkontinenz höchste Sicherheit und Diskretion. Der flexible dünne Saugkern der TENA® ProSkin Pants Plus bildet beim Tragen zwei Absorptionskammern, die die Flüssigkeit schnell und sicher vom Körper weggleiten. Integrierte Auslaufbarrieren sorgen zusätzlich für ein trockenes und frisches Gefühl. Der Odour Neutralizer reduziert die Auswirkungen von Ammoniak und neutralisiert unerwünschte Gerüche. Die neuen TENA ProSkin Pants absorbieren Ausläufe in Sekunden*, die Haut bleibt länger trocken und wird noch besser geschützt*.

TENA® ProSkin Pants Plus sind körpernah geschnitten und bequem zu tragen. Sie bestehen aus einem dehnbaren, atmungsaktiven Material, das dank guter Luftzirkulation die Hautgesundheit fördert und angenehmen Tragekomfort bietet.

* Im Vergleich zur aktuellen TENA ProSkin Pants

Einweg-Pants mit diskretem Auslaufschutz

- **NEUER absorbierender Saugkern:** lang anhaltender Schutz, hält länger trocken*, der Hautgesundheit zuliebe
- **Dünnes, weiches, atmungsaktives, textillähnliches Material** für Hautgesundheit und Komfort mit körpernaher Passform
- **Geruchsneutralisierer:** Neutralisiert Gerüche für ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit
- **Weiche Auslaufbarrieren** für optimalen Auslaufschutz in der Anwendung
- **Dreifachschutz** für Trockenheit, Sanftheit zur Haut und Auslaufschutz zum Erhalt der natürlichen Hautgesundheit
- **Dermatologisch** von der unabhängigen Skin Health Alliance getestet, zertifiziert und für gut befunden

Experten-Rat bei Blasenschwäche

Auch bei Inkontinenz sollte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden, um Infektionen der Harnwege zu vermeiden. Trinken Sie deshalb täglich ca. 1,5 bis 2 Liter Wasser und ungesüßte Kräuter- und Früchtetees. Auf stark harntreibende Getränke wie Kaffee und koffeinhaltige Limonaden, schwarzen Tee und Alkohol sollte hingegen weitgehend verzichtet werden.



GEPRÜFTE QUALITÄT

TENA® Produkte bieten nicht nur zuverlässigen Schutz vor Urinverlust und Gerüchen, sondern nehmen Flüssigkeit schnell auf, damit die Haut trocken und gesund bleibt. **Sämtliche Materialien wurden von Experten dermatologisch geprüft**, um bei allen Produkten höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten.



BLASENSCHWÄCHE IM ALTER

Mit zunehmendem Alter können die Beckenboden- und Schließmuskeln erschlaffen, auch die Blase kann in ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt sein und **nicht mehr so viel Urin aufnehmen, was zu häufigem Harndrang und Schwierigkeiten beim Wasserlassen führen kann**. Mit auslaufsicheren Einweg-Produkten lassen sich Inkontinenzzunfälle vermeiden und die Würde betroffener Menschen erhalten.



INKONTINENZ BEI KRANKHEITEN

Ungewollter Harnverlust kann auch eine Folgeerscheinung von Krankheiten sein. Ein erhöhtes Inkontinenz-Risiko besteht unter anderem bei Harnwegsinfektionen, Fettleibigkeit oder nach einem Schlaganfall. Diabetiker sind ebenfalls anfällig für Blasenschwäche. Der hohe Blutzuckerspiegel verursacht große Mengen an Urin, wodurch das Risiko des Auslaufens steigt.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

Welche Pants-Größe ist die richtige?

Um die richtige Größe für TENA® Pants zu finden, orientieren Sie sich bitte nicht an der Konfektionsgröße der Unterwäsche, entscheidend ist der Hüftumfang.

TENA® ProSkin Pants Plus sind für Männer und Frauen geeignet und in verschiedenen Größen erhältlich: XS für einen Hüftumfang von 50 bis 70 cm, S ist passend für einen Hüftumfang von 65 bis 85 cm, M für eine Hüftweite von 80 bis 110 cm, Größe L entspricht einem Hüftumfang von 100 bis 135 cm und XL ist bei einer Hüftweite von 120 bis 160 cm geeignet. Außerdem gibt es noch die TENA® Pants Bariartric XXL für einen Hüftumfang von 150 bis 203 cm.

Sind Tena Pants auch für nachts geeignet?

Ja, die Schutzzonen der TENA® Pants wurden gezielt so entwickelt, dass sie auch im Liegen sicheren Schutz vor Auslaufen bieten und auch größere Mengen an Urin aufnehmen können. Damit sind die Einweghosen besonders bei starkem nächtlichen Harndrang und für bettlägerige Menschen geeignet. Es gibt auch spezielle TENA® pants für die Nacht: TENA® Pants Super Night in den Größen M & L.

Wie werden die Windelhosen am besten entsorgt?

TENA® Pants können Sie im Abfall entsorgen oder soweit vorhanden in einer Vorrichtung zur Entsorgung von Hygieneprodukten wie auf den meisten öffentlichen Toiletten üblich. Zum Schutz der Umwelt sollten benutzte Einweg-Pants nicht in der Toilette entsorgt werden.