



TMS TUPFER

Zellstofftupfer auf Rolle

WEIß



Details

hochgebleichter Zellstoff
nach DIN 19310, DAB 10,
220 g/m²,
sehr hohes Absorptionsvermögen

Anwendungsbeispiel

Hautreinigung vor Injektionen, Saugpolster bei kleineren Verletzungen

Breite	Art.Nr.	PZN	VE/Stück	VE/Karton
4 x 5 cm	M2110561	18316956	2 x 500 Stück	16 x 2 Rollen

Dazu die passende Spenderbox

TMS Zellstofftupfer-Box - Art.Nr. A2111207

