

UCS Ultraschall-Reinigungskonzentrat 250 ml

PZN 02106961 | Art. 935

UCS Ultraschall Reinigungskonzentrat – effektiv und schonend für die Anwendung in Ultraschallreinigungsgeräten.



Das hochwertige Reinigungskonzentrat für Ultraschallreiniger entfernt Verschmutzungen porentief und hygienisch. Es unterstützt die Ultraschalltechnik optimal und reinigt schonend, ohne Rückstände zu hinterlassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsmitteln, die oft aggressive Inhaltsstoffe enthalten, ist das UCS Ultraschall Reinigungskonzentrat besonders schonend und effektiv. Es wurde speziell entwickelt, um selbst kleinste Verschmutzungen zu entfernen und die Oberflächen Ihrer Gegenstände zu schonen. Die Entschäumungseigenschaft verhindert eine unerwünschte Schaumbildung im Ultraschallgerät.

Zur Reinigung von Zahnprothesen, Brücken, Instrumenten, Zahnspangen, Teilen aus Kunststoff, Glas, Gummi, Abdrucklöffel u. v. m.

Anwendung: Auf 1 Liter Wasser 1 Verschlusskappe des Reinigungskonzentrats geben und nach der Reinigung gründlich mit Wasser abspülen.

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Organische Säuren, Duftstoffe

Produktinformationen

Abmessungen: 4,70 x 5,50 x 14,00 cm

Artikelgewicht: 0,290 kg

Gewicht mit Verpackung 0,29 kg

Inhalt/Menge: 250 ml

UVP: 12,99 € inkl. MwSt

The logo for Megadent, featuring a stylized white tooth icon on a blue background, followed by the word "Megadent" in white sans-serif font on a blue rectangular background.

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20