

VenoTrain® ulcertec

BEI ULCUS CRURIS VENOSUM

Die Kombination aus Oberstrumpf mit Rhomboid-Gestrick und hautfreundlichem Unterstrumpf zur Fixierung der Wundauflage ermöglicht einfaches Anlegen ohne fremde Hilfe.

Die Unterstrümpfe sind auch zur leichten Dauerkompression in der Nacht geeignet, einzeln im Dreier-Set nachbestellbar und kochwäschegeeignet.

BESONDERHEITEN

- aufeinander abgestimmte Kompression von Ober- und Unterstrumpf
- einzigartiges Druckprofil für schnellere Abheilung bei hohem Komfort für den Patienten*
- differenzierte Therapie durch zwei Ausführungen innerhalb einer Kompressionsklasse

39 – moderate

- Kompressionsklasse 3 (34–46 mmHg)
- Unterstrumpf mit leichter Kompression, der in Kombination mit dem Oberstrumpf einen Kompressionsdruck im unteren Bereich der Kompressionsklasse 3 ergibt

46 – strong

- Kompressionsklasse 3 (34–46 mmHg)
- Unterstrumpf mit mittlerer Kompression, der in Kombination mit dem Oberstrumpf einen Kompressionsdruck im oberen Bereich der Kompressionsklasse 3 ergibt

* Jünger, M., Wollina, U., Kohnen, R., & Rabe, E. (2004). Efficacy and tolerability of an ulcer compression stocking for therapy of chronic venous ulcer compared with a below-knee compression bandage: results from a prospective, randomized, multicentre trial. Current medical research and opinion, 20(10), 1613–1623.

** Der Unterstrumpf AG hat zusätzlich am oberen Strumpfrand ein Silikonhaftband.


Dieses besteht aus Polyamid, Elasthan und Silikon.

FARBEN

BEIGE
OBERSTRUMPF



WEISS
UNTERSTRUMPF



NEU

Unterstrumpf
moderate jetzt
als AG-Variante
verfügbar

DETAILS

GRÖSSENSYSTEMATIK X5+ (XS–XL)

KOMPRESSIONSKLASSEN

- 39–moderate: 34–46 mmHg
Unterstrumpf mit leichter Kompression
- 46–strong: 34–46 mmHg
Unterstrumpf mit mittlerer Kompression

FUSSSPITZE

- offen (Oberstrumpf)
- geschlossen (Unterstrumpf)

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

UNTERSTRUMPF AG**

- 39–moderate: 68 % Polyamid, 32 % Elasthan

UNTERSTRUMPF AD

- 39–moderate: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan
- 46–strong: 69 % Polyamid, 31 % Elasthan

OBERSTRUMPF

- 39–moderate / 46–strong: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan

PFLEGEHINWEISE

- Oberstrumpf:
- Unterstrumpf:

• SERIE ○ MASSANFERTIGUNG

ABSCHLUSS HAFTBAND



AD



AG

Trikotrand

● ○

Silikon Sensitiv

● ○



C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6