



KERMA® Verbandstoff GmbH
Hainichen

PRODUKTINFORMATION



ZELLTUPF

Verbandzellstofftupfer von der Rolle

Produkt

Verbandzellstofftupfer haben eine polsterartige Form und sind in der Größe 4cm x 5cm durch problemloses Abreißen sofort verwendbar.

Durch die rollenartige Aufmachung eignen sich Zelltupf-Produkte hervorragend zum Nachfüllen vorhandener Spenderboxen.

Zelltupf werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

Indikation

Verbandzellstofftupfer können vielseitig verwendet werden – u.a. zur Hautreinigung vor Infusionen und Injektionen, zur lokalen Desinfektion kleiner Wunden vor chirurgischen Eingriffen, als Saugpolster bei kleinen Verletzungen sowie für viele Arbeiten im Laborbereich, in Stomatologie, Medizin, Kosmetik und Fußpflege.

Lieferform:

steril

Art.-Nr.	PZN UDI-DI (PPN)	Abmessung	Originalpackung	Versand- einheit
41455	00816948 110081694842	4cm x 5cm	2 Rollen à 500 Stück in Folie (je 1 Rolle im Sterilbeutel)	12 Packungen/ Karton

unsteril

Art.-Nr.	PZN UDI-DI (PPN)	Abmessung	Originalpackung	Versand- einheit
41451	08820263 110882026340	4cm x 5cm	2 Rollen à 500 Stück in Folie	12 Packungen/ Karton

KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: verkauf@kerma.de

KERMA.de